

Plandents
egne mærker

**Godt
alternativ
til mærke
varen**

ORBIS 



Orbis – kvalitet til lav pris

Få et Orbis-alternativ til dine nuværende varer

Orbis er Plandents eget forbrugsvaremærke

Ingen fordyrende mellemlid

Kvalitet til den bedste pris

Mere end 800 varenumre

Anerkendte producenter

ORBIS 



Heidi Lykke, produktchef og pharmaceut

INDHOLDSFORTEGNELSE

Aftryk	5
Blegning	7
Desinfektion, rengøring, pleje og sterilisation.....	7
Engangsartikler og diverse.....	11
Fyldninger.....	19
Håndinstrumenter	22
Kirurgi	26
Laboratoriematerialer	27
Præparation, finishering og polering	28
Profylakse.....	32
Provisorier	35
Rodbehandling	36
Røntgen	40
Smertekontrol	41
Stikordsregister.....	42-43

Aftryk

Aftrykshjælpemidler

Øvrige aftrykshjælpemidler

Orbis blandepistol	Varenr.
Passer til alle aftryksmaterialer i 50 ml magasiner.	
Orbis blandepistol, DS50 1:1/2:1, 1 stk.	81111



Orbis blandespids	Varenr.
Sortiment af blandespidses til diverse aftryksmaterialer.	
Orbis blandespids, gul, t/light, 50 stk	81106
Orbis blandespids, grøn, t/medium,heavy, 50 stk.	81107
Orbis blandespids, pink, t/bidregistr., 50 stk.	81108
Orbis blandespids, intraoral tip gul t/bl.sp, 100 stk.	81109
Orbis blandespids, intraoral tip hvid t/bl.sp, 100 stk.	81110
Orbis blandespids, hvid, 50 stk.	83509
Orbis blandespids, blå/hvid, lang, 50 stk.	83507
Orbis blandespids, blå/orange, 4:1/10:1, 50 stk.	83510
Orbis blandespids, gul/blå 4:1/10:1, 50 stk.	83511
Orbis blandespids, gul, t/blandemaskine, 40 stk.	82636
Orbis blandespids, låsering t/blandespids, 2 stk.	82637



Aftryksmaterialer

Alginater

Orbis alginat Color	Varenr.
Hurtig afbindende alginat med 3-trins farveskift (violet/hvid/blå). Støvfri med peppermynthesmag.	
Anvendes til aftryk til studiemodeller og primæraftryk til hel- og partiel aftagelig protetik.	
Orbis alginat Color, Quick, violet/hvid/blå, 450 g74478	
Orbis alginat Color, pulvermåleske og vandmål, sæt	74876
Orbis alginat Color, tom bøtte m/låg, 1 stk.	74877



Orbis alginat Plus	Varenr.
Støvfri blå alginat med pebermyntesmag. Anvendes til aftryk til studiemodeller og primær aftryk til hel- og partiel aftagelig protetik. Dimensionsstabil i 5 dage.	
Orbis alginat Plus, blå, mintsma, 500 g	93157
Orbis alginat Plus, pulvermåleske og vandmål, sæt	93158



A-silikoner

Orbis A-silikone	Varenr.
A-silikone aftryksmateriale. Med mynte/vanilje smag. Sprøjtematerialerne (light og medium body) leveres i automix magasiner, heavy og monopase til blandemaskine samt putty til skeaftryk. Anvendes til præcisionsaftryk til fast og aftagelig protetik.	
Orbis A-silikone, light, 2x50 ml, 12 bl. spids gul	81100
Orbis A-silikone, medium, 2x50 ml, 12 bl. spids rosa	81101
Orbis A-silikone, heavy, 5:1, gul vanilje, 2x380 ml	82634
Orbis A-silikone, monopase 5:1, 2x380 ml	82635
Orbis A-silikone, Orbi-Sil, heavy, 2x50ml 6 stk. blandespids	99141
Orbis A-silikone, putty, base/katalysator, 2x300 ml	81099



Ring 43 66 44 44 og hør hvor nemt du kan blive STJERNEpluskunde

K-silikoner

Orbis K-silikone	Varenr.
Kondensationspolymeriserende silikone aftryksmateriale. Sprøjtematerialerne leveres i tuber og kombineres med putty/universal aktivator skemateriale. Anvendes til præcisionsaftryk til hel- og partiel aftagelig protetisk.	
Orbis K-silikone, Ekstra light, violet tube, 150 ml	81120
Orbis K-silikone, Regular, blå, tube, 150 ml	98844
Orbis K-silikone, Heavy, grøn, tube, 150 ml	98874
Orbis K-silikone, Putty, soft, 900 ml, m/måleske	81114
Orbis K-silikone, Putty, hård, 900 ml, m/måleske	81115
Orbis K-silikone, aktivator, væske, flaske, 20 ml	81122
Orbis K-silikone, aktivator, pasta, tube, 60 ml	94410
Orbis K-silikone, plast måleske t/putty, 1 stk.	81117



Aftryksskeer

Plastafttryksskeer

Orbis aftryksske	Varenr.
Engangs blå plast aftryksske, perforeret.	
Orbis aftryksske , OK, str. 1, lille, 24 stk.	92199
Orbis aftryksske , OK, str. 2, mellem, 24 stk.	92200
Orbis aftryksske , OK, str. 3, stor, 24 stk.	92201
Orbis aftryksske , UK, str. 1, lille, 24 stk.	92196
Orbis aftryksske , UK, str. 2, mellem, 24 stk.	92197
Orbis aftryksske , UK, str. 3, stor, 24 stk.	92198
Orbis KDJ aftryksske, A, 4-led/stor, 4,5 cm, 1 stk.	17157
Orbis KDJ aftryksske, B, 3-led/lille, 3 cm, 1 stk.	17158
Orbis KDJ aftryksske, D, front, 1 stk.	17159



Rensmidler til aftryksskeer

Orbis gipsfjerner	Varenr.
Anvendes til rengøring af skåle, instrumenter og aftryksskeer for rester af gips.	
Orbis gipsfjerner, brugsklar, plastflaske, 1 liter	81364



Orbis Tray-Cleaner	Varenr.
Anvendes til rensning af aftryksskeer og instrumenter. Opløser alginat, cement, zinkilte eugenol, fosfatcement og andet. Kan også anvendes i ultralydskar.	
Orbis Tray-Cleaner, koncentrat, 1 liter	93800
Orbis Tray-Cleaner, koncentrat, 5 liter	93801



Skeadhæsiver og -opløsningsmidler

Orbis skeadhæsiv	Varenr.
Adhæsiv til aftryksskeer. Fås til silikone-, polyæter-, og alginat aftryksmateriale i penselflaske.	
Orbis skeadhæsiv, t/alginat, flaske, rød, 30 ml	93952
Orbis skeadhæsiv, t/polyæter, flaske, rød, 30 ml	93953
Orbis skeadhæsiv, t/silikone, flaske, blå, 10 ml	93954



Bidregistrering

Bidregistreringssilikone

Orbis Orbibite bidregistrering	Varenr.
A-silikone bidregistreringsmateriale. Leveres i 50 ml magasiner. Pistol hertil: DS50 1:1/2:1. Fås i forskellige hårdheder og afbindingstider.	
Orbis Orbibite bidregistrering, gul, 2x50 ml, 12 bl.spidser	81112
Orbis Orbibite bidregistrering, granit, 2x50 ml, 12 bl.spidser	81113
Orbis Orbibite bidregistrering, scan, gul, 2x50 ml, 12 bl.spidser	94083



Blegning

Blegehjælpemidler

Æsker til blegeskiner

Orbis opbevaringsæske	Varenr.
Opbevaringsæske til bidskinne, blegeskinne, aftagelig bøjle, protese m.m. Assorterede farver.	
Orbis opbevaringsæske, t/blegeskinne, ass., 10 stk.	93845
Orbis opbevaringsæske, t/protese, ass., 10 stk.	93846



Blegemidler

Hjemmeblegning

Orbis White hjemmeblegning	Varenr.
Sortiment af blegegel til hjemmeblegning. Forskellen i % afhænger af blegetiden.	
Orbis White hjemmeblegning, 6%, 4x3 ml, sæt 4x3 ml blegegel, 2 stk. skinneplader samt opbevaringsæske.	99453
Orbis White hjemmeblegning, 16%, 4x3 ml, sæt 4x3 ml blegegel, 2 stk. skinneplader samt opbevaringsæske.	99454



Desinfektion, rengøring, pleje og sterilisation

Aftryk

Aftryksdesinfektion

Orbis aftryksdesinfektion	Varenr.
Brugsklar væske til desinfektion af alle slags aftryk: alginat, silikone og polyæter. Baktericid, fungicid, virucid (HBV, HIV, Rota-vira) og tuberkulocid på 2 min. (Noro-Virus: 30 min (Roskildesyge)).	
Orbis aftryksdesinfektion, brugsklar væske, 1 liter	81123
Orbis aftryksdesinfektion, brugsklar væske, 5 liter	81124



Beklædning

Specialpletfjernere

Orbis Orange-Solvent pletfjerner	Varenr.
Orbis pletfjerner. Anvendes til intensiv rengøring af overflader og instrumenter. Fjerner spor af eugenol, cement og alginat uden at ridse overfladen. Særlig velegnet til rengøring af rustfrit stål. Må ikke bruges på kunststof. Orange duft.	
Orbis Orange-Solvent pletfjerner, brugsklar, 500 ml	81153



Hånd- og vinkelstykker og turbiner Desinfektions- og smøremidler

Orbis smøremiddel	Varenr.
Manuel rense-og smøremiddel til hånd-og vinkelstykker samt turbiner.	
Orbis smøremiddel, oliespray t/Sirona, dåse, 250 ml	82629
Orbis smøremiddel, spray, universal, dåse, 500 ml	82630
Orbis smøremiddel, vaselinespray, dåse, 200 ml	93750



Hud Hånddesinfektion

Orbis hånddesinfektion	Varenr.
Hånddesinfektion til desinficering af hænderne. Med glycerin for pleje af hænderne og indeholder ikke parfume eller farve. Overholder EN 1500. Anvendes som erstatning for håndvask eller ved kirurgisk håndvask.	
Orbis hånddesinfektion, t/dispenser, 70%, 500 ml	93791
Orbis hånddesinfektion, flaske t/dispenser, 1 liter	96860
Orbis hånddesinfektion, flaske m/pumpe, 72%, 500 ml	96861



Orbis håndgel	Varenr.
Grøn gel til hånddesinfektion med alkohol (ethanol 40% og 2-propanol 4%) og parfume. Duft: Cool Fresh. Anti-bakteriel virkning og biologisk forlidelighed er uafhængigt dokumenteret. Anvendes ved kirurgisk håndvask eller som erstatning for almindelig håndvask.	
Orbis håndgel, desinficerende, m/pumpe, 500 ml	81139



Hånd sæbe

Orbis håndsæbe	Varenr.
Flydende cremesæbe. Skånsom mod hud og hænder. Leveres i 500ml flaske m/klik låg eller 1 liters flaske (til dispenser), 500ml m/pumpe og i 10 liter dunk til genopfyldning.	
Orbis håndsæbe, flaske m/pumpe, m/parfume, 500 ml	81147
Orbis håndsæbe, refill, m/parfume, 10 liter	81148
Orbis håndsæbe, flaske t/disp. m/parfume, 500 ml	82641
Orbis håndsæbe, flaske t/disp. u/parfume, 1 liter	96862
Orbis håndsæbe, flaske m/pumpe, u/parfume, 500 ml	96863



Hudpleje

Orbis håndcreme	Varenr.
En nærende og plejende håndcreme, som hurtigt trænger ind i huden. Ikke fedtende og særlig velegnet efter hver håndvask og før brug af handsker. Indeholder ikke parabener.	
Orbis håndcreme, let parfumeret, 150 ml	93792



Instrumenter og bor

Autoklavefolie og -poser

Orbis autoklavepose

Varenr.

Pose af plastfolie med blå papirbagside. Skal lukkes med foliesvejser eller tape. Anvendes til indpakning af instrumenter.

Orbis autoklavepose, u/klæb, 5,5x25 cm, 500 stk.	76396
Orbis autoklavepose, u/klæb, 10x25 cm, 500 stk.	76785
Orbis autoklavepose, u/klæb, 7,5x25 cm, 500 stk.	81007



Orbis autoklavepose m/klæb

Pose af plastfolie med blå papirbagside og klæb. Anvendes til steril indpakning af instrumenter.

Orbis autoklavepose m/klæb, 7,5x27 cm, 200 stk.	91000
Orbis autoklavepose m/klæb, 10x27 cm, 200 stk.	91001
Orbis autoklavepose m/klæb, 15x27 cm, 200 stk.	91002
Orbis autoklavepose m/klæb, 7,5x20 cm, 200 stk.	91003
Orbis autoklavepose m/klæb, 25x50 cm, 100 stk.	91004



Orbis autoklaverulle

Varenr.

Ruller af plastfolie med blå papirbagside. Skal lukkes med foliesvejser eller tape. Opfylder kravene i EU-standard. Anvendes til steril indpakning af instrumenter.

Orbis autoklaverulle, 5 cm bred, 200 m i rulle	74174
Orbis autoklaverulle, 7,5 cm bred, 200 m i rulle	74173
Orbis autoklaverulle, 10 cm bred, 200 m i rulle	74172
Orbis autoklaverulle, 15 cm bred, 200 m i rulle	74171
Orbis autoklaverulle, 20 cm bred, 200 m i rulle	74170
Orbis autoklaverulle, 25 cm bred, 200 m i rulle	74169



Autoklavekontrol

Orbis autoklavetape

Varenr.

Indikator tape til kontrol af autoklavering. Anvendes til aflukning af autoklaveposer.

Orbis autoklavetape, 19 mm bred, 50 m i rulle	74168
---	-------



Bor og instrumentdesinfektion

Orbis bordesinfektion

Varenr.

Desinfektionsvæske med rustbeskyttelse. Virksom mod bakterier incl. tuberkulose, svampe og virus (inkl. HBV, HIV). Anvendes til desinfektion af bor og instrumenter (metal) ved henstand.

Orbis bordesinfektion, flaske, brugsklar, 2 liter	82627
Orbis bordesinfektion, dunk, brugsklar, 10 liter	82628



Orbis desinfektionskar

Varenr.

Plast instrumentkar, velegnet til alle desinfektionsmidler. Udvendig mål (LxBxH): 32x21,5x13,5 cm, indvendig mål: 24,5x15,5x10 cm.

Orbis desinfektionskar, m/indsats, hvid, 3 liter	93804
--	-------



Orbis instrumentdesinfektion

Varenr.

Desinfektions-og rensesvæske med rustbeskyttelse. Virksom mod bakterier (inkl. tuberkulose), svampe og virus (inkl. HBV, HIV). Anvendes til desinfektion og rengøring af bor og metalinstrumenter ved henstand. OBS: Kan IKKE anvendes til instrumenter med silikonegreb.

Orbis instrumentdesinfektion, blå, koncentr, 1 liter	81150
Orbis instrumentdesinfektion, blå, koncentr, 5 liter	81152




Borrensere og -målere

Orbis borrensere

Varenr.

Flad trådbørste til rensning. OBS! kan ridse bor samt instrumenter ved brug.

Orbis borrensere, messingtråd, flad, 5,5 cm, 1 stk.	81316
---	-------



Instrumentkassetter

Orbis instrumentindlæg

Varenr.

Rustfrit stålindlæg til opbevaring af håndinstrumenter i kassetten.

Orbis instrumentindlæg, t/16 instr. (28x18), 1 stk.	81263
---	-------



Orbis kassette

Orbis instrumentkassette i rustfrit stål. Bund og låg fås i glat eller perforeret. Hertil fås instrumentindlæg til 16 instrumenter.

Orbis kassette, stål, låg, perf. 18x28 cm, 1 stk.	81259
Orbis kassette, stål, låg, glat, 18x28 cm, 1 stk.	81261
Orbis kassette, stål, bund, perf. 18x28 cm, 1 stk.	81260
Orbis kassette, stål, bund, glat, 18x28 cm, 1 stk.	81262



Overflader

Overfladedesinfektionsmidler

Orbis desinfektionsserviet

Varenr.

Desinfektionsservietterne findes både med og uden alkohol. Bakterie-, svampe- og virusdræbende inkl. HBV, HIV og HCV. Hurtig tørrende. Leveres som vådservietter eller uvædet. Anvendes til rengøring og desinfektion af overflader.

Orbis desinfektionsserviet, refill, våd, 100 stk.	81132
Orbis desinfektionsserviet, Plus, refill, våd, 100 stk.	82625
Orbis desinfektionsserviet, stor, u/alkohol, 150 stk.	93797
Orbis desinfektionsserviet, stor, uvædet, 150 stk.	93798
Orbis desinfektionsserviet, tom disp. t/refill, 1 stk.	81133
Orbis desinfektionsserviet, tom disp. t/stor, 1 stk.	93799



Orbis overfladedesinfektion

Fedtopløsende og vandbaseret desinfektion til inventar og gulv. Fås med og uden alkohol/ethanol. Virksom mod bakterier (inkl. tuberkulose), svampe og virus (inkl. HBV, HIV). Bionedbrydelig. OBS! Ved den koncentrerede udgave, vær opmærksom på blandeforhold, for korrekt desinficeringsstid.

Orbis overfladedesinfektion, konc. u/alkohol, 1 liter	81135
Orbis overfladedesinfektion, konc. u/alkohol, 5 liter	81138
Orbis overfladedesinfektion, spray, cool fresh, 1 liter	81154
Orbis overfladedesinfektion, spray, cool fresh, 5 liter	93760
Orbis overfladedesinfektion, skum, u/alkohol, 1 liter	93795



Orbis overfladedesinfektion, skum, u/alkohol, 10 liter	93761
Orbis overfladedesinfektion, m/ethanol, 500 ml	96858
Orbis overfladedesinfektion, m/ethanol, 5 liter	96859



Spytfontæne og sugesystem

Fontænerens

Orbis fontænerens

Varenr.

Mild, desinficerende og brugsklar renevæske. Fjerner blod, kalk, plakfarve tabletter, aftryksmaterialer og andet fra spytfontænen. Kan også bruges til rengøring af håndvask og andet keramik.

Orbis fontænerens, brugsklar, 750 ml	93793
--------------------------------------	-------



Engangsartikler og diverse

Afdækning

Bordafdækning

Orbis filterpapir

Varenr.

Bakkeserviet til instrumentbakke. Fås i flere farver og 2 størrelser: 18x28 cm og 28x36 cm. Anvendes ved patientbehandling eller i perforerede instrumentkassetter til opslugning af fugt ved autoklavering. Tykkelse på papir: 55 g/m².

Orbis filterpapir, 18x28 cm, hvid, 250 stk.	74137
Orbis filterpapir, 18x28 cm, blå, 250 stk.	81323
Orbis filterpapir, 18x28 cm, gul, 250 stk.	81324
Orbis filterpapir, 18x28 cm, grøn, 250 stk.	81325
Orbis filterpapir, 18x28 cm, lyserød, 250 stk.	93847
Orbis filterpapir, 18x28 cm, orange, 250 stk.	96856
Orbis filterpapir, 28x36 cm, hvid, 250 stk.	81326
Orbis filterpapir, 28x36 cm, blå, 250 stk.	93816
Orbis filterpapir, 28x36 cm, gul, 250 stk.	93817
Orbis filterpapir, 28x36 cm, grøn, 250 stk.	93818



Digital røntgen afdækning

Orbis bideomslag

Varenr.

Beskyttelsesomslag til digital røntgenfilm. Passer alle filmsystemer uden ramme. Fremstillet af sort/hvid pap.

Orbis bideomslag, t/Digora, str. 0, 2x3 cm, 200 stk.	92970
Orbis bideomslag, t/Digora, str. 1, 2x4 cm, 200 stk.	92971
Orbis bideomslag, t/Digora, str. 2, 3x4 cm, 200 stk.	92972
Orbis bideomslag, t/Digora, str. 3, 2,7x5,4 cm, 200 stk.	92973




Orbis hygiejnepose

Varenr.

Sortiment af hygiejneposer til afdækning af fosforplader, sensorfilm og intra-oralt kamera.

Orbis hygiejnepose, t/VistaScan/Digora P 0, 100 stk.	87452
Orbis hygiejnepose, t/VistaScan/Digora P 1, 100 stk.	87453
Orbis hygiejnepose, t/VistaScan/Digora P 2, 300 stk.	87454
Orbis hygiejnepose, t/VistaScan/Digora P 3, 100 stk.	87455
Orbis hygiejnepose, t/VistaScan/Digora P 4, 100 stk.	87456
Orbis hygiejnepose, t/sensor 0,1,2, 3,5x21 cm, 500 stk.	97254
Orbis hygiejnepose, t/sensor 0,1,2, 4x21 cm, 500 stk.	97256



Ring 43 66 44 44 og hør hvor nemt du kan blive STJERNEpluskunde

Plandents egne mærker **ORBIS**

Orbis hygiejnepose, t/sensor 0,1,2, 6,5x21 cm, 500 stk.	97257
Orbis hygiejnepose, t/Intra-oral kamera, 250 stk.	97258

Instrumentafdækning

Orbis nakkestøtteovertræk

Crepepapir med plastbagside. Passer til Planmeca units m.m.

Orbis nakkestøtteovertræk, 25x33, hvid, 500 stk.	93848
Orbis nakkestøtteovertræk, 25x33, blå, 500 stk.	93849
Orbis nakkestøtteovertræk, 25x33, lyserød, 500 stk.	93850



Patientservietter og afdækning usterile

Orbis patientforklæde

Varenr.

Patientforklæde i rulle. Med halsudskæring og bindebånd. Anvendes til afdækning af patient og behandler som beskyttelse mod stænk og sprøjt på tøjet. Fås i papir med plastbagside eller ren plast. Borddispenser findes hertil.

Orbis patientforklæde, 75x53 cm, blå plast, 200 stk.	81352
Orbis patientforklæde, 75x53 cm, hvid plast, 200 stk.	81354
Orbis patientforklæde, 75x53 cm, borddispenser, 1 stk.	93821
Orbis patientforklæde, 60x54 cm, hvid m/plast, 80 stk.	94521
Orbis patientforklæde, 60x54 cm, blå m/plast, 80 stk.	94522
Orbis patientforklæde, 60x54 cm lyserød m/plast, 80 stk.	94523
Orbis patientforklæde, 60x54 cm, borddispenser, 1 stk.	94527



Orbis patientserviet

Varenr.

Engangs dentalserviet til afdækning af patient. Meget vådstærk. Fås med/uden plastbagside.

Orbis patientserviet, crepe 34x38 cm hvid, 1000 stk.	74221
Orbis patientserviet, premium 34x38 cm hvid, 1000 stk.	93815
Orbis patientserviet, m/plast 33x45 cm mørkeblå, 500 stk.	81359
Orbis patientserviet, m/plast 33x45 cm grøn, 500 stk.	81360
Orbis patientserviet, m/plast 33x45 cm lysblå, 500 stk.	81361
Orbis patientserviet, m/plast 33x45 cm hvid, 500 stk.	81363
Orbis patientserviet, borddispenser, 1 stk.	93819
Orbis patientserviet, m/plast 40x45 cm hvid, 500 stk.	94524
Orbis patientserviet, m/plast 40x45 cm blå, 500 stk.	94525
Orbis patientserviet, m/plast 40x45 cm lyserød, 500 stk.	94526



Aftørring

Afsprøjtningsskykker og rengøringsklude

Orbis afsprøjtningsskykke

Varenr.

Hvid fnugfri usteril kvartfoldet nonwoven blødt kompresstykke lavet af en blanding af polypropylen, bomuld og viskose, der giver en god absorptionsevne og en blød glat overflade. Indeholder ingen skadelige kemikalier. Servietten forblive stærk i våd tilstand og kan effektivt bruges med sprit, sæbe eller rengøringsmidler. Anvendes til afsprøjtning/aftørring af overflader, instrumenter m.m.

Orbis afsprøjtningsskykke, 10x10 cm, 200 stk.	96771
---	-------



Orbis cellstof

Cellstof på rulle til aftørring af restmaterialer på instrumenter. Usteril. Kan steriliseres.

Orbis cellstof, 4x5 cm, hvid, 2 rl. x500 stk.	81367
---	-------



HUSK, at STJERNEkunder får 20% og STJERNEpluskunder hele 30% på ALLE Orbisvarer

Orbis ReadiWipes Plus**Varenr.**

Hvid frugfri usteril Z-foldet nonwoven blødt kompresstykke lavet af en speciel blanding af polypropylen, bomuld og viskose, der giver en god absorptionsevne og en blød glat overflade. Indeholder ingen skadelige kemikalier. Servietten forblive stærk i våd tilstand og kan effektivt bruges med sprit, sæbe eller rengøringsmidler. Anvendes til afsprøjtning/ aftørring af overflader, instrumenter m.m. Ligger i plast dispenserpose.

STORKØB Orbis ReadiWipes Plus , 23x23 cm, 44x50 stk.

76538

**Papirhåndklæder****Orbis håndklædeark****Varenr.**

Hvidt engangs håndklædeark. 100% genbrugspapir med stor sugeevne. 1- og 2 lags: V-foldet og 3 lags: Interfoldet.

Passer til Orbis håndklædeark dispenser.

Orbis håndklædeark, 24x25 cm 1-lag 46395, 20x250 ark

93735

Orbis håndklædeark, 24x25 cm 2-lag 19930, 20x160 ark

93736

Orbis håndklædeark, 22x32 cm 3-lag 406312, 20x115 ark

93734

Orbis håndklædeark, Dispenser i stål, 1 stk.

82639

**Blanding og applicering****Blandebægre, -kopper og -skåle****Orbis blandeplade****Varenr.**

Blandeplade i plast med 12 små rum. Anvendes til blanding eller dosering af små mængder materiale f.eks. adhæsiver og komposit.

Orbis blandeplade, 12-hul, 50 stk.

96857

Orbis Flexibole blandeskål**Varenr.**

Blød blandeskål af fleksibelt gummi. Anvendes til udrøring af alginat, gips og indstøbningsmasse m.m.

Orbis Flexibole blandeskål, medium t/alginat, 1 stk.

81102

Orbis Flexibole blandeskål, stor t/alginat, 1 stk.

81103

Orbis Flexibole blandeskål, x-stor t/alginat, 1 stk.

81104

**Blandeblokke og glasplader****Orbis blandeblok****Varenr.**

Blandeblok af overfladebehandlet papir. Fås også i hårdfolie. Anvendes til udrøring af aftryksmateriale, cementer m.m.

Orbis blandeblok, vokset, 3,5x4,5 cm, 12 stk.

74160

Orbis blandeblok, vokset, 4x5 cm, 1 stk.

92190

Orbis blandeblok, vokset, 6x7,5 cm, 1 stk.

81276

Orbis blandeblok, vokset, 7x9,5 cm, 1 stk.

74161

Orbis blandeblok, vokset, 12x10 cm, 1 stk.

92188

Orbis blandeblok, vokset, 12x18 cm, 1 stk.

74162

Orbis blandeblok, vokset, 15x24 cm, 1 stk.

74163

Orbis blandeblok, vokset, 20x14 cm, 1 stk.

92189

Orbis blandeblok, hårdfolie, 5x6,5 cm, 1 stk.

81275

Orbis blandeblok, hårdfolie, 7x8 cm, 1 stk.

81277

Orbis blandeblok, pergament, 4x4 cm, 1 stk.

83464



Orbis glasplade

Varenr.

Glasplade med materet side (som forhindrer at den glider på bordoverfladen) og blank side.
Anvendes til udrøring af div. materialer.

Orbis glasplade, 9,5x7 cm, mat/blank side, 10 stk.	81098
--	-------

Spatler

Orbis gipsspatel

Varenr.

Gipsspatel til udrøring af gips.

Orbis gipsspatel, metal, let buet, bred, 1 stk.	90903
---	-------

Orbis universalspatel

Varenr.

Engangsspatel i plast til blanding af diverse materialer.

Orbis universalspatel, dobbeltendet, hvid, 50 stk.	81292
--	-------

Vatpellets, skumsvampe og pensler

Orbis appli-tip

Varenr.

Microfiber tips til applicering af væske og gel (adhæsiv, syre, resin ect.) Fås i gul, rød, grøn og blå.
Fiberspids ca. 2 mm, hertil anvendes Orbis appli-tip skaft.

Orbis appli-tip, sæt m/2 skafter, 4x100 stk.	75917
--	-------

Orbis appli-tip, grøn, 100 stk.	75918
---------------------------------	-------

Orbis appli-tip, gul, 100 stk.	75919
--------------------------------	-------

Orbis appli-tip, rød, 100 stk.	75920
--------------------------------	-------

Orbis appli-tip, blå, 100 stk.	75921
--------------------------------	-------

Orbis appli-tip, skaft, hvid, 10 stk.	74200
---------------------------------------	-------

Orbis mårhår pensel

Varenr.

Pensel specielt velegnet til keramikarbejde.

Orbis mårhår pensel, str. 00, m/træskaft, 1 stk.	96210
--	-------

Orbis mårhår pensel, str. 0, m/træskaft, 1 stk.	96211
---	-------

Orbis mårhår pensel, str. 1, m/træskaft, 1 stk.	96212
---	-------

Orbis mårhår pensel, str. 2, m/træskaft, 1 stk.	84391
---	-------

Orbis mårhår pensel, str. 4, m/træskaft, 1 stk.	84372
---	-------

Orbis MicroBrush fiberspids

Varenr.

Fiberspids med skaft til applicering af syregel, primer, dentinadhæsiv m.m.

Orbis MicroBrush fiberspids, regular blå, 4x100 stk.	90916
--	-------

Orbis MicroBrush fiberspids, fin pink, 4x100 stk.	90917
---	-------

Orbis Orbibrush fiberspids

Varenr.

Fiberspids med bøjeligt skaft, 8 cm. Fås i blå, bordeaux, grøn og grå. Anvendes til applicering af syregel, primer, adhæsiv m.m.

Orbis Orbibrush fiberspids, regular blå, 100 stk.	81456
---	-------

Orbis Orbibrush fiberspids, regular grøn, 100 stk.	81457
--	-------

Orbis Orbibrush fiberspids, regular grå, 100 stk.	81458
---	-------

Orbis Orbibrush fiberspids, regular bordeaux, 100 stk.	81459
--	-------



Orbis pensel

Skaft og penselhoveder til appliceringsopgaver. Fås i rød og klar med sorte- og hvide børstehår - alle med børstehårlængde fin: 6 mm og medium: 10 mm. Passer til alle penselskafter.

Orbis pensel, hoved rød, børste sort, fin, 100 stk.	74196
Orbis pensel, hoved rød, børste hvid, fin, 100 stk.	74197
Orbis pensel, hoved klar, børste hvid, fin, 100 stk.	74198
Orbis pensel, hoved klar, børste sort, fin, 100 stk.	74199
Orbis pensel, hoved klar, børste sort, medium, 100 stk.	82632
Orbis pensel, penselskaft, hvid, 1 stk.	81286



Orbis skumpellet

Varenr.

Runde cylinderformede eller kegleformede engangspelletts af blødt, stærkt sugende skum. Anvendes til opugning/applicering af diverse væsker.

Orbis skumpellet, str. 1, rund, 4 mm, 3.000 stk.	81355
Orbis skumpellet, str. 2, rund, 5 mm, 1.000 stk.	81356
Orbis skumpellet, str. 3, rund, 8 mm, 500 stk.	81357
Orbis skumpellet, str. 4, kegle 6x8 mm, 500 stk.	81358



Orbis vatpellet

Varenr.

Runde engangspelletts af super-blød ren bomuld. Stærkt sugende. Fås i flere størrelser i stor bøtte eller små refill æsker (passer til Solomat). Anvendes til opugning/applicering af væsker.

Orbis vatpellet, 1, Ø7 mm, 1x10 g	93747
Orbis vatpellet, 2, Ø5,5 mm, 1x4 g	93746
Orbis vatpellet, 3, Ø4 mm, 1x4 g	93744
Orbis vatpellet, 1, Ø7 mm, refill æske t/disp, 6x3 g	99117
Orbis vatpellet, 2, Ø5,5 mm refill æske t/dis, 6x3 g	99118
Orbis vatpellet, 3, Ø4 mm, refill æske t/disp, 6x3 g	99119
Orbis vatpellet, 4, Ø3 mm, refill æske t/disp, 6x3 g	99120



Emballage

Drikkebægre

Orbis drikkebæger

Varenr.

Gennemfarvet engangs drikke/skyllebæger af plast. Dispenser i plast eller rustfrit stål fås hertil.

Orbis drikkebæger, 18 cl, mørkeblå, 3.000 stk.	93805
Orbis drikkebæger, 18 cl, lyseblå, 3.000 stk.	93806
Orbis drikkebæger, 18 cl, gul, 3.000 stk.	93807
Orbis drikkebæger, 18 cl, rød, 3.000 stk.	93808
Orbis drikkebæger, 18 cl, mørkegrøn, 3.000 stk.	93809
Orbis drikkebæger, 18 cl, lyserød, 3.000 stk.	93810
Orbis drikkebæger, 18 cl, 6 farver ass., 3.000 stk.	93811
Orbis drikkebæger, 15 cl, hvid, 3.000 stk.	93812
Orbis drikkebæger, plast dispenser, 1 stk.	93813
Orbis drikkebæger, stål dispenser, rustfri, 1 stk.	93814



Plandents egne mærker **ORBIS**

Orbis mundskylleglas

Varenr.

Drikke/mundskylleglas. Varmeresistent, klart glas, rummer 160 ml. Tåler opvaskemaskine og autoklavering.

Orbis mundskylleglas, 16 cl, klar glas, 6 stk.

74250

Flasker og dunke

Orbis doseringsflaske

Varenr.

Doseringsflaske med mål til desinfektionsmidler.

Orbis doseringsflaske, tom, 1 liter, 1 stk.

81125

Orbis doseringspumpe

Varenr.

Orbis pumpestuds. Passer KUN til Orbis 5- og 10 liters dunke.

Orbis doseringspumpe, t/ 5 og 10 liter dunk, 1 stk.

81128

Orbis nøgle

Varenr.

Plastnøgle til åbning og stramning af låget på Orbis 5- og 10 liters dunke. Passer KUN til Orbis dunke.

Orbis nøgle, t/åbne og stramme låg på dunke, 1 stk.

81130

Orbis skumflaske

Varenr.

Flaske til Orbis skum overfladedesinfektion.

Orbis skumflaske, tom m/skumhoved, 200 ml

93803

Orbis sprayflaske

Varenr.

Plast sprayflaske uden hoved (m/skruelåg) til påfyldning af desinfektionsmiddel til overflader.

Sprayhoved købes separat.

Orbis sprayflaske, u/hoved, tom, t/1 liter, 1 stk.

81126

Orbis sprayflaske, sprayhoved t/1 liter flaske, 1 stk.

81127

Orbis tappehane

Varenr.

Orbis tappehane. Passer KUN til Orbis 5- og 10 liters dunke.

Orbis tappehane, t/5 og 10 liter Orbis dunk, 1 stk.

81129

Poser

Orbis affaldspose

Varenr.

Affaldspose med sidefolder. Hvid plast. Passer til alle standard spande.

Orbis affaldspose, plast, 25 liter, 30x50 cm, 100 stk.

81329

Førstehjælp

Småskader

Orbis kølekompres

Varenr.

Kølekomprespose til brug ved småskader og efter kirurgiske indgreb. Virker omgående efter rystning af posen og et let tryk på midten med begge hænder. Ubegrænset holdbarhed.

Orbis kølekompres, instant ice, 10 poser

74223



Handsker ikke sterile

Latex handsker

STORKØB Orbis latexhandske	Varenr.
STORKØB Orbis latexhandske, XS, 10x100 stk.	90923
STORKØB Orbis latexhandske, S, 10x100 stk.	90924
STORKØB Orbis latexhandske, M, 10x100 stk.	90925
STORKØB Orbis latexhandske, L, 10x100 stk.	90926
STORKØB Orbis latexhandske, XL, 10x100 stk.	90927



Syntetiske handsker

STORKØB Orbis nitrilhandske	Varenr.
Puddefri elastisk handske, usteril. Mikro-textureret på fingerspidserne for bedre hold på instrumenterne.	
STORKØB Orbis nitrilhandske, hvid, XS, 10x100 stk.	90918
STORKØB Orbis nitrilhandske, hvid, S, 10x100 stk.	90919
STORKØB Orbis nitrilhandske, hvid, M, 10x100 stk.	90920
STORKØB Orbis nitrilhandske, hvid, L, 10x100 stk.	90921
STORKØB Orbis nitrilhandske, hvid, XL, 10x100 stk.	90922
STORKØB Orbis nitrilhandske, lyserød, XS, 10x200 stk.	98364
STORKØB Orbis nitrilhandske, lyserød, S, 10x200 stk.	98365
STORKØB Orbis nitrilhandske, lyserød, M, 10x200 stk.	98366
STORKØB Orbis nitrilhandske, blålilla, XS, 10x200 stk.	98367
STORKØB Orbis nitrilhandske, blålilla, S, 10x200 stk.	98368
STORKØB Orbis nitrilhandske, blålilla, M, 10x200 stk.	98369
STORKØB Orbis nitrilhandske, blålilla, L, 10x200 stk.	98370
STORKØB Orbis nitrilhandske, blålilla, XL, 10x200 stk.	98371



Personlige værnemidler

Beskyttelsesbriller og -skærme

Orbis lysskjold	Varenr.
Beskyttelsesskærm til beskyttelse af øjnene ved brug af polymeriseringslampe. Diameter: 15 cm.	
Orbis lysskjold, håndholdt, orange, 1 stk.	92220



Mundbind og huer

Orbis mundbind	Varenr.
Allergitestet mundbind med filtreringsevne på 99%. Glasfiber- og latexfri. På modeller med øreelastik, er elastikken omviklet af bomuld.	
Orbis mundbind, m/bindebånd, blå, 50 stk.	81343
Orbis mundbind, m/bindebånd, grøn, 50 stk.	81344
Orbis mundbind, m/bindebånd, hvid, 50 stk.	81345
Orbis mundbind, m/elastik, blå, 50 stk.	81346
Orbis mundbind, m/elastik, grøn, 50 stk.	81347
Orbis mundbind, m/elastik, hvid, 50 stk.	81348



Orbis mundbind kirurgisk

Varenr.

Usterilt 3-lags mundbind med elastik og næseklemme. Latexfri og nikkelfri. Filtreringsevne >98% ifølge EN 14683 Type IIR. Fås i blå, hvid eller lyserød.

Orbis mundbind kirurgisk, m/elastik, hvid, 50 stk.	93859
Orbis mundbind kirurgisk, m/elastik, blå, 50 stk.	93860
Orbis mundbind kirurgisk, m/elastik, lyserød, 50 stk.	93861



Reception og venteværelse

Kontorartikler

Orbis sekundenkleber

Varenr.

Tyndtflydende cyanoakrylat lim. Anvendes til provisorisk fiksering af knækket protese og andre klæbeopgaver.

Orbis sekundenkleber, flaske, 10 sek lim, 10 ml	74218
Orbis sekundenkleber, pipette, 10 sek lim, 5x2 g	74219



Tørlægning/isolering

Gaze

Orbis gazetampon

Varenr.

Pre-steriliseret rund engangsgaze i 100% bomuld. Anvendes ved operationer eller efter tandudtrækning. Fås i 4 størrelser.

Orbis gazetampon, rund, Ø1 cm (ært), 500 stk.	81339
Orbis gazetampon, rund, Ø2 cm (hassel nød), 500 stk.	81340
Orbis gazetampon, rund, Ø2,5 cm (valnød), 500 stk.	81341
Orbis gazetampon, rund, Ø3 cm (blomme), 400 stk.	81342



Kofferdam

Orbis kofferdam

Varenr.

Grå kofferdam i ark, let pudret. Til isolering af tænder ved tandbehandling.

Orbis kofferdam, 15x15 cm, medium, latex, 36 stk.	92164
---	-------



Sug

Orbis spytsug

Varenr.

Flexibel og bøjelig «stokkesug» med metaltrådsindlæg og aftagelig hætte. Ø6 mm. Klar udgave fås også med fast hætte. Længde 12 cm.

Orbis spytsug, gul, aftagelig hætte, 100 stk.	74211
Orbis spytsug, blå, aftagelig hætte, 100 stk.	74212
Orbis spytsug, grøn, aftagelig hætte, 100 stk.	74213
Orbis spytsug, rød, aftagelig hætte, 100 stk.	74214
Orbis spytsug, klar, aftagelig hætte, 100 stk.	74215
Orbis spytsug, klar, fast hætte, 100 stk.	74216
Orbis spytsug, hvid, aftagelig hætte, 100 stk.	74217



Orbis sug

Varenr.

Engangssug af hård plast. Fås med forskellige afskæringer i enden. Passer i 11 mm sug (stort sug).

Orbis sug, S-skåret, 14 cm, mørkeblå, 100 stk.	92187
Orbis sug, Rainbow, E-skåret, lyseblå, 100 stk.	12535



HUSK, at STJERNEkunder får 20% og STJERNEpluskunder hele 30% på ALLE Orbisvarer

Orbis universal sug**Varenr.**

Universal støjsvag sugekanyle. Vinklet med lille kind/tungeskjold. Kan autoklaveres ved max 134 grader.

Orbis universal sug, Ø16 mm, 130 mm, blå, 10 stk. 81321

Orbis universal sug, Ø16 mm, 130 mm, grå, 10 stk. 81322



Vatruller og vat

Orbis Dry Pad**Varenr.**

Trekantet plade med stor sugeevne, der ligges ind ved kinden under behandling. Væsken indkapsles og siver ikke ud igen. Anvendes til tørlægning under tandbehandling.

Orbis Dry Pad, lille, 100 stk. 96887

Orbis Dry Pad, stor, 100 stk. 96888

**Orbis vatrulle****Varenr.**

Usteril bomulds vatrulle i pose med 300g. 100% klorfri. L=36mm. Holder faconen under hele behandlingen.

Orbis vatrulle, 1, 750 stk., 15 bdt a 50 ruller 74164

Orbis vatrulle, 2, 615 stk., 15 bdt a 41 ruller 74165

Orbis vatrulle, 3, 450 stk., 15 bdt a 30 ruller 74166

Orbis vatrulle, 4, 330 stk., 15 bdt a 22 ruller 74167

**Orbis vatrulledispenser****Varenr.**

Dispenser til vatruller med skuffeudtræk. Passer til alle størrelser vatruller.

Orbis vatrulledispenser, plast, m/skuffe, 1 stk. 93749

**Fyldninger**

Artikulation og okklusion

Markeringsspray

Orbis Occlu markeringsspray**Varenr.**

Freonfri markeringsfarve i sprayform. Anvendes til markering af suprakontakter ved tilpasning af restaurering.

Orbis Occlu markeringsspray, Plus, grøn, 75 ml. 74222



Specialpincetter og clips til folie/papir

Orbis artikulationspincet**Varenr.**

Pincet af rustfrit stål til artikulationspapir.

Orbis artikulationspincet, Miller, lige, 16 cm, 1 stk. 81157



Bindingsformidlere

Dentinadhæsiver

Orbis Orbi-bond AF adhæsiv

Varenr.

Lyshærdende en-komponent adhæsiv. Primer og adhæsiv i ét. Ethanol-baseret og acetonefri.

Inderholder fluor. Kan anvendes på fugtig, tør eller dehydreret dentin. Anvendes med totaletch teknik (syreæts først) til direkte lyshærdende restaureringer af komposit og kompomer.

Orbis Orbi-bond AF adhæsiv, flaske, 5 ml

81439



Orbis Orbi-Bond SE adhæsiv

Varenr.

Selvætsende og lyshærdende en-komponent adhæsiv. Anvendes til direkte restaureringer af komposit og kompomer.

Orbis Orbi-Bond SE adhæsiv, flaske, 5 ml

93703



Fosforsyre og dentinforbehandling

Orbis ætsgel

Varenr.

Thixotropisk 37% fosforsyregel til forbehandling af emalje og dentin før bonding.

Orbis ætsgel, 37%, sprøjte, blå, 2x1,9 g, 3 tips

81290

Orbis ætsgel, 37%, sprøjte, 9x1,9 g, 25 tips

81291

Orbis ætsgel, 37%, sprøjte, 70 g, 10 sprøjter/50 tips

81293

Orbis ætsgel, appliceringstip, lyseblå, 25 stk.

81294



Keramikforbehandling

Orbis flussyre ætsgel

Varenr.

Rød ætsgel til keramik. En vandig opløsning af hydrogenfluorid.

Orbis flussyre ætsgel, flaske, 5% t/keramik, 6 ml.

82631



Fyldningsmaterialer

Amalgam

Orbis Orbi-HiCopper

Varenr.

Kobberrig amalgam non-gamma-2 alloy (Ag 44,5%, Sn 30%, Cu 25,5%). Fræsedede partikler. Leveres i selvaktiverende kapsler. Anvendes til fyldninger i kindtænder.

Orbis Orbi-HiCopper, nr. 1, 0,40 g alloy, 50 stk.

81449

Orbis Orbi-HiCopper, nr. 2, 0,60 g alloy, 50 stk.

81450

Orbis Orbi-HiCopper, nr. 3, 0,80 g alloy, 50 stk.

81451



Orbis Orbi-HiSilver

Varenr.

Sølvrig amalgam non-gamma-2 alloy (Ag 70%, Sn 18%, Cu 12%). Fræsedede partikler. Leveres i selvaktiverende kapsler. Anvendes til fyldninger i kindtænder.

Orbis Orbi-HiSilver, nr 1, 0,40 g alloy, 50 stk.

81445

Orbis Orbi-HiSilver, nr 2, 0,60 g alloy, 50 stk.

81446

Orbis Orbi-HiSilver, nr 3, 0,80 g alloy, 50 stk.

81447



Flydende komposit og fissurforsøgling

Orbis Orbi-Flow	Varenr.
Flydende, lyspolymeriserbar hybrid komposit. Radiopaque (170% Al). Anvendes til mindre kompositfyldninger, fissurforsøgling, fastlimning af ortodontisk retention m.m.	
Orbis Orbi-Flow, sprøjte, A1, 2x2 g, 10 stk. spidser	81433
Orbis Orbi-Flow, sprøjte, A2, 2x2 g, 10 stk. spidser	81435
Orbis Orbi-Flow, sprøjte, A3, 2x2 g, 10 stk. spidser	81436
Orbis Orbi-Flow, sprøjte, A3,5, 2x2 g 10 stk. spidser	81437
Orbis Orbi-Flow, appliceringstip sort buet, 20 stk.	81438



Komposit lyshærdende

Orbis Orbi-HiFil supreme	Varenr.
Lyspolymeriserbar, radiopaque nano-hybridkomposit. Anvendes til alle typer fyldninger. Fås i kapsel eller sprøjte.	
Orbis Orbi-HiFil supreme, sprøjte, A1, 1x4 g	93691
Orbis Orbi-HiFil supreme, sprøjte, A2, 1x4 g	93692
Orbis Orbi-HiFil supreme, sprøjte, A3, 1x4 g	93693
Orbis Orbi-HiFil supreme, sprøjte, A3,5, 1x4 g	93694
Orbis Orbi-HiFil supreme, sprøjte, B2, 1x4 g	93695
Orbis Orbi-HiFil supreme, sprøjte, C3, 1x4 g	93696
Orbis Orbi-HiFil supreme, kapsel, A1, 20x0,25 g	93697
Orbis Orbi-HiFil supreme, kapsel, A2, 20x0,25 g	93698
Orbis Orbi-HiFil supreme, kapsel, A3, 20x0,25 g	93699
Orbis Orbi-HiFil supreme, kapsel, A3,5, 20x0,25 g	93700
Orbis Orbi-HiFil supreme, kapsel, B2, 20x0,25 g	93701
Orbis Orbi-HiFil supreme, kapsel, C3, 20x0,25 g	93702



Fyldningstilbehør

Kiler

Orbis trækile	Varenr.
Farvekodede, anatomisk formede interdentalkiler i træ. Anvendes ved matriceanlæg og separation.	
Orbis trækile, orange, 1000 stk.	90986
Orbis trækile, hvid, 1000 stk.	90987
Orbis trækile, grøn, 1000 stk.	90988
Orbis trækile, gul, 1000 stk.	90989



Matricer, metal

Orbis kontureret matrice	Varenr.
Forkontureret stål matrice. Fås med 1- eller 2 buer. Tykkelse: 0,045 mm.	
Orbis kontureret matrice, præmolar, 2 buer, 50 stk.	96717
Orbis kontureret matrice, præmolar bue d/m,m/d, 50 stk.	96718
Orbis kontureret matrice, præmolar bue m/d,d/m, 50 stk.	96719
Orbis kontureret matrice, molar, 2 buer, 50 stk.	96714
Orbis kontureret matrice, molar bue m/d,d/m, 50 stk.	96715
Orbis kontureret matrice, molar bue d/m,m/d, 50 stk.	96716





Orbis matrice	Varenr.
Rustfri metalmatricer.	
Orbis matrice, 1, 0,03 mm, præmolar, lige, 100 stk.	90972
Orbis matrice, 2, 0,03 mm, præmolar, 1 bue, 100 stk.	90973
Orbis matrice, 6, 0,03 mm, præmolar, 2 buer, 100 stk.	90974
Orbis matrice, 3, 0,03 mm, molar, lige, 100 stk.	90975
Orbis matrice, 4, 0,03 mm, molar, 1bue, 100 stk.	90976
Orbis matrice, 5, 0,03 mm, molar, 2buer, 100 stk.	90977

Matricer, transparente

Orbis universalstrip	Varenr.
Lige plaststrip med blå markering, længde 12 cm. Anvendes til fortandsfyldninger approximant.	
Orbis universalstrip, klar 8 mm, lige, blå, 1.000 stk.	74220



Håndinstrumenter

Ekskavering og kavitetstrimning

Ekskavatorer

Orbis rund ekskavator	Varenr.
Ekskavator med ergonomisk silikonegreb.	
Orbis rund ekskavator, 61-62 PDO, 1,0 mm, rød, 1 stk.	93987
Orbis rund ekskavator, 63-64 PDO, 1,5 mm, rød, 1 stk.	93988
Orbis rund ekskavator, 65-66 PDO, 2,0 mm, rød, 1 stk.	93989



Fyldningsinstrumenter

Carvere

Orbis Nystrøm carver	Varenr.
Nystrøm carver med ergonomisk silikonegreb.	
Orbis Nystrøm carver, 74-75 PDO, nr I, blå, 1 stk.	94081
Orbis Nystrøm carver, 76-77 PDO, nr III, grøn, 1 stk.	94082



Kompositinstrumenter

Orbis kompositinstrumenter	Varenr.
Kompositinstrument med ergonomisk silikonegreb.	
Orbis kompositinstr, 702-703 PDO, stopper, grå, 1 stk.	93991
Orbis kompositinstr, 43-47 PDO, anterior grøn, 1 stk.	94078
Orbis kompositinstr, 48-702 PDO, posterior, gul, 1 stk.	94079
Orbis kompositinstr, 444-445 PDO, minispattel, orange, 1 stk.	94080



Stopper

Orbis amalgamstopper	Varenr.
Amalgamstopper med ergonomisk silikonegreb.	
Orbis amalgamstopper, 350-380 PDO, 1,2-2,0 mm rød	93990



Håndinstrumenter

Kære kunde, vi har samlet alle Orbis PDO instrumenterne på de næste 4 sider, så du har det perfekte overblik og nemt kan bestille.

Instrumenterne har tætsluttende, ergonomiske silikoneskafter og hærdede spidser i rustfrit stål. Skaftets klare farve letter identifikation af instrumentet, når du behandler.



Ekskavering og kavitetstrimning

Ekskavatorer

Orbis rund ekskavator	Varenr.
Ekskavator med ergonomisk silikonegreb.	
Orbis rund ekskavator, 61-62 PDO, 1,0 mm, rød, 1 stk.	93987
Orbis rund ekskavator, 63-64 PDO, 1,5 mm, rød, 1 stk.	93988
Orbis rund ekskavator, 65-66 PDO, 2,0 mm, rød, 1 stk.	93989



Fyldningsinstrumenter

Karvere

Orbis Nystrøm carver	Varenr.
Nystrøm carver med ergonomisk silikonegreb.	
Orbis Nystrøm carver, 74-75 PDO, I, blå, 1 stk.	94081
Orbis Nystrøm carver, 76-77 PDO, III, grøn, 1 stk.	94082



TILLÆG håndinstrumenter

Kompositinstrumenter

Orbis kompositinstr	Varenr.
Kompositinstrument med ergonomisk silikonegreb.	
Orbis kompositinstr, 702-703 PDO, stopper, grå, 1 stk.	93991
Orbis kompositinstr, 43-47 PDO, anterior grøn, 1 stk.	94078
Orbis kompositinstr, 48-702 PDO, posterior, gul, 1 stk.	94079
Orbis kompositinstr, 444-445 PDO, minispatel, orange, 1 stk.	94080



Stoppere

Orbis amalgamstopper	Varenr.
Amalgamstopper med ergonomisk silikonegreb.	
Orbis amalgamstopper, 350-380 PDO, 1,2-2,0 mm rød, 1 stk.	93990



Orbis kuglestopper	Varenr.
Orbis fyldningsinstrument med ergonomisk silikonegreb.	
Orbis kuglestopper, 471-473 PDO, 1,5-2,5 mm, orange, 1 stk.	94077



Tandrensningsinstrumenter

Scalere

Orbis sickle scaler

Varenr.

Sickle scaler med ergonomisk silikonegreb. Anvendes til fjernelse af supragingival tandsten på alle tandflader, især approximalt. Micro (grå) er velegnet til smalle approximalrum.

Orbis sickle scaler, 301-302 PDO, micro, grå, 1 stk.	93978
--	-------

Orbis sickle scaler, 311-312 PDO, mini, rød, 1 stk.	93979
---	-------



Specialcuretter

Orbis Gracey curette


Varenr.

Gracey curette med ergonomisk silikonegreb. Anvendes til fjernelse af supgingival tandsten. Gracey curetter er særlig velegnet til dybe pocher.

Orbis Gracey curette, 209-210 PDO, rød, 1 stk.	93982
--	-------

Orbis Gracey curette, 211-212 PDO, orange, 1 stk.	93983
---	-------

Orbis Gracey curette, 213-214 PDO, blå, 1 stk.	93985
--	-------



Orbis Mini Gracey curette

Varenr.

Mini Gracey curette med ergonomisk silikonegreb. Anvendes til fjernelse af subgingival tandsten på præmolarer og molarer distalt (blå) og mesialt (orange).

Orbis Mini Gracey curette, 211-212M PDO, orange, 1 stk.	93984
---	-------

Orbis Mini Gracey curette, 213-214M PDO, blå, 1 stk.	93986
--	-------



Orbis Syntette curette

Varenr.

Syntette med ergonomisk silikonegreb. Universal curette til fjernelse af supra-og suppingival tandsten. Kan anvendes både mesialt og distalt i samme aproximalrum med samme spids. Mini velegnet til dybe smalle pocher.

Orbis Syntette curette, 215-216 PDO, gul, 1 stk.

93980

Orbis Syntette curette, 215-216M PDO, mini, gul, 1 stk.

93981



Pochemålere

Orbis pochemåler

Varenr.

Pochemåler med ergonomisk silikonegreb.

Orbis pochemåler, 550B PDO, WHO 3-5-8-12 mm, blå, 1 stk.

93977



Sonde-pochemålere

Orbis sonde-pochemåler

Varenr.

Sonde-pochemåler med ergonomisk silikonegreb.

Orbis sonde-pochemåler, 23-520B PDO, buet, blå, 1 stk.

93976



Orbis mundspejlskaft

Varenr.

Mundspejlskaft med ergonomisk silikonegreb.

Orbis mundspejlskaft, 25 PDO, blå, 1 stk.

94070



Orbis fyldningsinstrument

Varenr.

Amalgam/komposit stopper. Rustfrit stål med tyndt kantet greb.

Orbis fyldningsinstrument, 1,8/2,0 mm, NG, DE, 1 stk.	81200
---	-------



Orbis kuglestopper

Varenr.

Fyldningsinstrument i rustfrit stål eller med ergonomisk silikonegreb.

Orbis kuglestopper, NG, DE, Ø1,4/1,8 mm, 1 stk.	81169
---	-------

Orbis kuglestopper, NG, DE, Ø1,9/2,3 mm, 1 stk.	81170
---	-------

Orbis kuglestopper, NG, DE, Ø2,5/3,0 mm, 1 stk.	81171
---	-------

Orbis kuglestopper, 471-473 PDO, 1,5-2,5 mm, orange	94077
---	-------



Tandrensningsinstrumenter

Scalere

Orbis sickle scaler

Varenr.

Sickle scaler med ergonomisk silikonegreb. Anvendes til fjernelse af supragingival tandsten på alle tandflader, især approximalt. Micro (grå) er velegnet til smalle approximalrum.

Orbis sickle scaler, 301-302 PDO, micro, grå, 1 stk.	93978
--	-------

Orbis sickle scaler, 311-312 PDO, mini, rød, 1 stk.	93979
---	-------



Specialcuretter

Orbis Gracey curette

Varenr.

Gracey curette med ergonomisk silikonegreb. Anvendes til fjernelse af suppingival tandsten. Gracey curetter er særlig velegnet til dybe pocher.

Orbis Gracey curette, 209-210 PDO, rød, 1 stk.	93982
--	-------

Orbis Gracey curette, 211-212 PDO, orange, 1 stk.	93983
---	-------

Orbis Gracey curette, 213-214 PDO, blå, 1 stk.	93985
--	-------



Orbis Mini Gracey curette

Varenr.

Mini Gracey curette med ergonomisk silikonegreb, til fjernelse af subgingival tandsten. Anvendes på præmolarer og molarer distalt (blå) og mesialt (orange).

Orbis Mini Gracey curette, 211-212 M PDO, orange, 1 stk.	93984
--	-------

Orbis Mini Gracey curette, 213-214 M PDO, blå, 1 stk.	93986
---	-------



Orbis Syntette curette

Varenr.

Syntette med ergonomisk silikonegreb. Universal curette til fjernelse af supra-og suppingival tandsten. Kan anvendes både mesialt og distalt i samme approximalrum med samme spids. Mini velegnet til dybe smalle pocher.

Orbis Syntette curette, 215-216 PDO, gul, 1 stk.	93980
--	-------

Orbis Syntette curette, 215-216 M PDO, mini, gul, 1 stk.	93981
--	-------



Undersøgelse og diagnostik

Pincetter

Orbis College pincet

Varenr.

College pincet i rustfrit stål med rillet greb. Fås med kort eller langt næb.

Orbis College pincet, 16 cm rillet, langt næb, 1 stk.	74139
---	-------

Orbis College pincet, 16 cm rillet, kort næb, 1 stk.	81197
--	-------



Ring 43 66 44 44 og hør hvor nemt du kan blive STJERNEpluskunde

Pochemålere

Orbis pochemåler	Varenr.
Pochemåler med ergonomisk silikonegreb.	
Orbis pochemåler, 550B PDO, WHO 3-5-8-12 mm, blå, 1 stk.	93977



Sakse

Orbis kroneaks	Varenr.
Kroneaks i rustfrit stål. Fås i let buet eller lige og spids. Begge har savtakket skær. Anvendes til tilpasning af f.eks. provisoriske kroner.	
Orbis kroneaks, buet spids, 11,5 cm, 1 stk.	81165
Orbis kroneaks, lige spids, 11,5 cm, 1 stk.	81166



Sonde-pochemålere

Orbis sonde-pochemåler	Varenr.
Sonde-pochemåler med ergonomisk silikonegreb.	
Orbis sonde-pochemåler, 23-520B PDO, buet, blå, 1 stk.	93976



Sonder

Orbis sonde	Varenr.
Metal sonde i rustfrit stål med tyndt kantet greb. Fås i flere udgaver.	
Orbis sonde, 8, lige, EE, NG, bøjet 90 grader, 1 stk.	81230
Orbis sonde, 9, lige, EE, NG, 1 stk.	81235
Orbis sonde, 17, krog/vinkel, EE, NG, 1 stk.	81236
Orbis sonde, 23, krog, EE, NG, 1 stk.	81237



Spatler

Orbis cementspatel	Varenr.
Dobbeltendret udrøringspatel i rustfrit stål med tyndt kantet greb (NG). Fås i 3 størrelser.	
Orbis cementspatel, NG, DE, lille, 1 stk.	81250
Orbis cementspatel, NG, DE, mellem, 1 stk.	81251
Orbis cementspatel, NG, DE, stor, 1 stk.	81252



Orbis specialinstrument	Varenr.
Dobbeltendret specialinstrument i rustfrit stål med tyndt greb (NG).	
Orbis specialinstr., Heidemann, lille, DE, NG, 1 stk.	81158
Orbis specialinstr., Heidemann, mellem DE, NG, 1 stk.	81159



Spejle og spejlskafter

Orbis mundspejl	Varenr.
Mundspejle og skaft, tåler autoklavering og tørsterilisation. Mundspejle findes i 3 varianter: standard, Rhodium og dugfri. Str. 4: Ø22 mm, str. 5: Ø24 mm. Hul=forstørre spejlbilledet.	
Orbis mundspejl, kort, Rhodium, str. 4, plan, 12 stk.	93704
Orbis mundspejl, kort, Rhodium, str. 5, plan, 12 stk.	74203
Orbis mundspejl, kort, standard str. 4, plan, 12 stk.	93705
Orbis mundspejl, kort, standard, str. 4, hul, 12 stk.	74204
Orbis mundspejl, kort, standard, str. 5, plan, 12 stk.	74207



HUSK, at STJERNEkunder får 20% og STJERNEpluskunder hele 30% på ALLE Orbisvarer

Orbis mundspejl, kort, standard, str. 5, hul, 12 stk.	74206
Orbis mundspejl, standard, str. 4 plan Rhodium, 12 stk.	82549
Orbis mundspejl, standard str. 4, plan, 12 stk.	74205
Orbis mundspejl, dugfri, str. 4, plan, 12 stk.	81185
Orbis mundspejl, dugfri, str. 5, plan, 12 stk.	81196
Orbis mundspejl, dugfri, str. 4, hul, 12 stk.	81182
Orbis mundspejl, dugfri, str. 5, hul, 12 stk.	81183

Orbis mundspejlskaft

Mundspejlskaft med ergonomisk silikonegreb eller 6-kantet metalgreb.

Orbis mundspejlskaft, 25 PDO, blå, 1 stk.	94070
Orbis mundspejl, skaft, 6-kantet, EE, 1 stk.	74209



Orbis Wave metalinstrumenter

Sortiment af metal instrumenter i rustfrit stål. Alle med bølget greb.

Orbis Wave carver, KDJ nr. 5, 1 stk.	17149
Orbis Wave carver, Nystrøm 3, 1 stk.	17150
Orbis Wave cementstopper, 1 mm/2 mm, 1 stk.	17151
Orbis Wave ekskavator, nr. 1/2, 2,0-3,5 mm, 1 stk.	17153
Orbis Wave ekskavator, nr. 3/4, 1,5-2,5 mm, 1 stk.	17154
Orbis Wave ekskavator, nr. 5/6, 1,0/1,5 mm, 1 stk.	17152
Orbis Wave fyldningsfjerner, 1 stk.	17155
Orbis Wave glitter, KDJ nr. 4, elefantfod, 1 stk.	17156
Orbis Wave knopsonde, nr. 10, 1 stk.	17160
Orbis Wave kompositinstrument, UP1 flad/glitter, 1 stk.	17140
Orbis Wave kompositinstrument, UP2 flad/flad, 1 stk.	17141
Orbis Wave kompositstopper, nr. 1, kølle, 1 stk.	17142
Orbis Wave mundspejlskaft, 1 stk.	17143
Orbis Wave Nordberg rougine, 5 mm/8 mm, 1 stk.	17144
Orbis Wave pochemåler, WHO 3,5-5,5-8,5 mm, 1 stk.	17145
Orbis Wave pochemåler, 2-4-6-8 mm, m/farve, 1 stk.	18050
Orbis Wave pochemåler, 3-5-8-11 mm, m/farve, 1 stk.	17147
Orbis Wave pochemåler, 3-5-8-11 mm, 1 stk.	17146
Orbis Wave pochemåler, 3-6-9 mm, m/farve, 1 stk.	17148
Orbis Wave rodstopper, nr. 8, enkeltendet, 1 stk.	17162
Orbis Wave rodstopper, nr. 10, enkeltendet, 1 stk.	17161
Orbis Wave Sickie scaler, 301-302, micro, 1 stk.	18052
Orbis Wave Sickie scaler, 311-312, mini, 1 stk.	18051
Orbis Wave skarpske, nr. 1 lille, 2,5 mm/3 mm, 1 stk.	17163
Orbis Wave skarpske, nr. 2 stor, 3,5 mm/4 mm, 1 stk.	17164
Orbis Wave sonde-pochemåler, Holst, 3-5-8 mm, farve	18049
Orbis Wave sonde, Holst, 1 stk.	17165
Orbis Wave sonde, Weston, grisehale, 1 stk.	17166
Orbis Wave specialinstrument, 1 stk.	17167



Kirurgi

Kirurgiske instrumenter

Ekstraktionstænger

Orbis ekstraktionstang	Varenr.
Ekstraktionstang i nikkelfrit, rustfrit stål. Håndtagene er krydsbeslebne for et bedre greb om tangen. Kvadreret retentionsrelief på kæberne giver et godt greb om tanden.	
Orbis ekstraktionstang, 1, OK, for/hjørne, 1 stk.	81239
Orbis ekstraktionstang, 7, OK, præmolar, 1 stk.	81240
Orbis ekstraktionstang, 17, OK, molar, højre, 1 stk.	81241
Orbis ekstraktionstang, 18, OK, molar venstre, 1 stk.	81243
Orbis ekstraktionstang, 51A, OK, rod smal, 1 stk.	81249
Orbis ekstraktionstang, 67A, OK, molar, visdom, 1 stk.	81247
Orbis ekstraktionstang, 13, UK, front/præmolar, 1 stk.	81244
Orbis ekstraktionstang, 22, UK, molar h/v, 1 stk.	81245
Orbis ekstraktionstang, 33A, UK, rod h/v, 1 stk.	81246
Orbis ekstraktionstang, 79, UK, visdom, 1 stk.	81248



Elevatorer

Orbis Bein elevator	Varenr.
Rodelevator i rustfrit stål med kraftigt 6-kantet håndtag.	
Orbis Bein elevator, 2,5 mm, lige, 13,5 cm, 1 stk.	81229
Orbis Bein elevator, 3 mm, lige, 13,5 cm, 1 stk.	81228
Orbis Bein elevator, 4 mm, lige, 13,5 cm, 1 stk.	81227



Orbis Hylin elevator	Varenr.
Lige gracil elevator med afrundet tip og fladt rillet håndtag i rustfrit stål. Fås i 3 mm eller 4,5 mm bredde. Anvendes til løsning af tænder ved ekstraktion.	
Orbis Hylin elevator, lige bred, 4,5 mm, 1 stk.	17771
Orbis Hylin elevator, lige smal, 3 mm, 1 stk.	17772



Knogleinstrumenter

Orbis knogletang	Varenr.
Knogletang i rustfrit stål. Med fjeder, rillet greb, let buet. Anvendes til div. kirurgiske opgaver.	
Orbis knogletang, 14 cm, let buet m/fjeder, 1 stk.	81163
Orbis knogletang, 12 cm, let buet m/fjeder, 1 stk.	81164



Nåleholdere

Orbis Mathieu nåleholder	Varenr.
Nåleholder i rustfrit stål med krydsslebet retentionsrelief på kæberne. Forgylt greb. Anvendes ved suturering efter kirurgiske indgreb.	
Orbis Mathieu nåleholder, lige, 14 cm, 1 stk.	81161
Orbis Mathieu nåleholder, lige, 17 cm, 1 stk.	81162



Pea'ner

Orbis Halsted-Mosquito pean	Varenr.
Kirurgisk pean i rustfrit stål. Buet med rillet spids og saksegreb.	
Orbis Halsted-Mosquito pean, buet, 13 cm, 1 stk.	90906
Orbis Halsted-Mosquito pean, lige, 13 cm, 1 stk.	16809



Skalpeller og blade

Orbis skalpelskaft	Varenr.
Skalpelskaft i metal. Passer til skalpelblade nr: 11, 12, 12D og 15.	
Orbis skalpelskaft, nr. 3 metal, flad 12,5 cm, 1 stk.	74140



Sutursakse

Orbis sutursaks	Varenr.
Præcisionssaks i rustfrit stål. Anvendes til fjernelse af sutur m.m.	
Orbis sutursaks, 1502, buet, 11 cm, 1 stk.	74493
Orbis sutursaks, 1501, lige, 11,5 cm, 1 stk.	74494



Tandkødssakse

Orbis tandkødssaks	Varenr.
Tandkødssaks i rustfrit stål, let buet med spidse kæber m/savtakker.	
Orbis tandkødssaks, Goldmann-Fox, 13 cm, 1 stk.	81238



Laboratoriematerialer

Gips

Arbejdsgips

Orbis Occlubaster arbejdsgips	Varenr.
Klasse 2 alabastergips (naturgips) med tilsætningsstof for at udvide anvendelsesmulighederne. Trykstyrke efter 1 time: 20 MPa, trykstyrke tør: 17 MPa. Ekspansion efter 2 timer: 0,18%. Anvendes til studie modeller, ved ortodontisk behandling, til proteser, blege-/bidskinne, udvidelser, artikulation m.m. Farve: hvid.	
Orbis Occlubaster arbejdsgips, hvid, spand, 10 kg	16984



Hårdgips

Orbis Occluroc hårdgips	Varenr.
Klasse 3 natur-hårdgips. Expansion: 0,18% efter 2 timer. Trykstyrke: 28 N/mm2 efter 1 time.	
Orbis Occluroc hårdgips, pose, blå, 25 kg	98875



Modelgips

Orbis Occlumedanit modelgips	Varenr.
Middelhård modelgips til studiemodeller, antagonist m.m. Expansion: 0,18% efter 2 timer. Trykstyrke: 24 N/mm2 efter 1 time.	
Orbis Occlumedanit modelgips, blå, pose, 25 kg	93755
Orbis Occlumedanit modelgips, blå, spand, 10 kg	93758



Orbis Orbi-Scan modelgips

Varenr.

Modelgips til studiemodeller, antagonist m.m. Middelhård.

Orbis Orbi-Scan modelgips, elfenben, 5 kg

93957

Tilbehør gipsmodeller

Orbis gipsform

Varenr.

Gipsform af elastisk gummi, nem at rengøre. Passer de fleste størrelser skeer. Anvendes til udstøbning af gipsmodeller

Orbis gipsform, OK, gummi, sort, 1 stk.

81372

Orbis gipsform, UK, gummi, sort, 1 stk.

81373

Laboratorieinstrumenter

Gipsknive, -sakse og -spatler

Orbis gipskniv

Varenr.

Gipskniv til fjernelse af gipsrester.

Orbis gipskniv, Gritmann, træskaft, 16,5 cm, 1 stk.

90904

Orbis gipsske

Varenr.

Metalske til dosering af gips.

Orbis gipsske, metal, stor, 21 cm, 1 stk.

81369

Modelleringsinstrumenter og voksknive

Orbis vokskniv

Varenr.

Fahnenstock vokskniv med sort kunststofgreb. Dobbeltendet.

Orbis vokskniv, Fahnenstock, 13 cm, 1 stk.

81375

Orbis vokskniv, Fahnenstock, 17 cm, 1 stk.

81376

Tykkelsesmålere

Orbis Iwanson tykkelsesmåler

Varenr.

Præcisions måleinstrument af rustfrit stål, kan aflæses fra begge sider. Måleområde 0-10mm.

Anvendes til tykkelsesmåling af voksmodeller og restaureringer.

Orbis Iwanson tykkelsesmåler, metal, 1 stk.

81377

Præparation, finishering og polering

Diamanter

Cylindriske diamantbor

Orbis diamant 835

Varenr.

Orbis diamant 835, cylinder 835.314.008 medium, 5 stk.

16074

Orbis diamant 835, cylinder 835.314.010 medium, 5 stk.

16075

Orbis diamant 835, cylinder 835.314.012 medium, 5 stk.

16076

Orbis diamant 835, cylinder 835.314.014 medium, 5 stk.

16077



Orbis diamant 836	Varenr.
Orbis diamant 836, cylinder 836.314.012 medium, 5 stk.	16078
Orbis diamant 836, cylinder 836.314.014 medium, 5 stk.	16079



Orbis diamant 837	Varenr.
Orbis diamant 837, cylinder 837.314.012 medium, 5 stk.	16080



Orbis diamant 838	Varenr.
Cylinderformet diamant med afrundet top.	
Orbis diamant 838, cylinder 838.314.010 medium, 5 stk.	94092
Orbis diamant 838, cylinder 838.314.012 medium, 5 stk.	94093
Orbis diamant 838, cylinder 838.314.014 medium, 5 stk.	94094
Orbis diamant 838, cylinder 838.314.016 medium, 5 stk.	94095



Orbis diamant 879	Varenr.
Torpedo diamant med flammeformet spids.	
Orbis diamant 879, torpedo 879.314.014 fin, 5 stk.	94109



Flammeformede diamantbor

Orbis diamant 862	Varenr.
Flammeformet diamant. Fås i medium (uden ring) og fin (rød ring).	
Orbis diamant 862, flamme 862.314.012 fin, 5 stk.	94097
Orbis diamant 862, flamme 862.314.012 medium, 5 stk.	94096



Ovale diamantbor

Orbis diamant 830	Varenr.
Knopformet diamant med spids top. Fås i medium (uden ring) og fin (rød ring).	
Orbis diamant 830, knop 830.314.018 fin, 5 stk.	94099
Orbis diamant 830, knop 830.314.018 medium, 5 stk.	94098
Orbis diamant 830, knop 830.314.023 fin, 5 stk.	94101
Orbis diamant 830, knop 830.314.023 medium, 5 stk.	94103



Orbis diamant 833	Varenr.
Knopformet diamant med afrundet top. Fås i medium (uden ring) og fin (rød ring).	
Orbis diamant 833, lille æg 833.314.023 fin, 5 stk.	94102
Orbis diamant 833, lille æg 833.314.023 medium, 5 stk.	94100



Runde diamantbor

Orbis diamant 801	Varenr.
Rund diamant. Fås i medium (uden ring) og fin (rød ring).	
Orbis diamant 801, rund 801.314.009, medium, 5 stk.	94084
Orbis diamant 801, rund 801.314.010, medium, 5 stk.	94085
Orbis diamant 801, rund 801.314.012, medium, 5 stk.	94086
Orbis diamant 801, rund 801.314.014, fin, 5 stk.	94104
Orbis diamant 801, rund 801.314.014, medium, 5 stk.	94087
Orbis diamant 801, rund 801.314.016, fin, 5 stk.	94105



Ring 43 66 44 44 og hør hvor nemt du kan blive STJERNEpluskunde

Orbis diamant 801, rund 801.314.016, medium, 5 stk.	94088
Orbis diamant 801, rund 801.314.018, fin, 5 stk.	94106
Orbis diamant 801, rund 801.314.018, medium, 5 stk.	94089
Orbis diamant 801, rund 801.314.022, fin, 5 stk.	94107
Orbis diamant 801, rund 801.314.022, medium, 5 stk.	94090
Orbis diamant 801, rund 801.314.032, fin, 5 stk.	94108
Orbis diamant 801, rund 801.314.032, medium, 5 stk.	94091



Diverse præparation, finishering og polering

Polerpasta

Orbis diamantpolerpasta

Varenr.

Diamantpolerpasta indeholder mikrokrystal diamant partikler. Anvendes til at give højglans på komposit-, porcelæn- og keramik-restaureringer. Anbefales brugt sammen med børste, filthjul eller gummipoler.

Orbis diamantpolerpasta, rød, 2-4 my sprøjte, 1x5 g	81374
---	-------



Polerere

Amalgam- og metalpolerere

Orbis alloy polerer

Varenr.

2-steps system til polering af amalgam og guld. Brun: polering / Grøn: fin polering.

Orbis alloy polerer, minipoint, brun medium, 10 stk.	90897
Orbis alloy polerer, kop, brun, medium, 10 stk.	90898
Orbis alloy polerer, flamme, brun, medium, 10 stk.	90899
Orbis alloy polerer, minipoint, grøn, fin, 10 stk.	90900
Orbis alloy polerer, kop, grøn, fin, 10 stk.	90901
Orbis alloy polerer, flamme, grøn, fin, 10 stk.	90902



Orbis universal polerer

Varenr.

Universal polerer til keramik, metal, akryl og emalje.

Orbis universal polerer, hvid, sæt, 10 stk.	90888
Orbis universal polerer, flamme, hvid, 10 stk.	90889
Orbis universal polerer, kop, hvid, 10 stk.	90890



Keramikpolerere

Orbis ORBlpol ceram-P polerer

Varenr.

Keramik poler til polering og højglanspolering i ét step. Imprægneret med diamant. Kan anvendes til alle slags keramik. Kan autoklaveres ved 134 grader og anvendes med 10.000 rpm i vinkelstykke.

Orbis ORBlpol ceram-P polerer, flamme grå, 6 stk.	88299
Orbis ORBlpol ceram-P polerer, minipoint grå, 6 stk.	88300
Orbis ORBlpol ceram-P polerer, kop, grå, 6 stk.	88301



Kompositpolerere

Orbis komposit polerer

Varenr.


2-trins komposit polerer. Fås i 2 udgaver: Almindelig (medium: gul og fin: lysegrøn) og Soft (medium: blå og fin: rosa). Tåler autoklavering ved 134 grader og anvendes ved lav hastighed 5.000-8.000 rpm.

Orbis komposit polerer, point, medium gul, 100 stk.	90891
Orbis komposit polerer, kop, medium gul, 100 stk.	90892



HUSK, at STJERNEkunder får 20% og STJERNEpluskunder hele 30% på ALLE Orbisvarer

Orbis komposit polerer, flamme, medium gul, 100 stk.	90893
Orbis komposit polerer, point, fin lysgrøn, 100 stk.	90894
Orbis komposit polerer, kop, fin lysgrøn, 100 stk.	90895
Orbis komposit polerer, flamme, fin lysgrøn, 100 stk.	90896
Orbis komposit polerer, soft, point medium blå, 100 stk.	92165
Orbis komposit polerer, soft, kop, medium blå, 100 stk.	92166
Orbis komposit polerer, soft flamme medium blå, 100 stk.	92167
Orbis komposit polerer, soft, point, fin rosa, 100 stk.	92168
Orbis komposit polerer, soft, kop, fin rosa, 100 stk.	92169
Orbis komposit polerer, soft, flamme fin rosa, 100 stk.	92170



Orbis ORBlpol micro-P polerer

Varenr.

Komposit poler til polering og højglanspolering i ét step. Anvendes KUN til mikrofil komposit. Kan autoklaveres ved 134 grader og anvendes med 5000 rpm i vinkelstykke.

Orbis ORBlpol micro-P polerer, flamme, gul, 12 stk.	88302
Orbis ORBlpol micro-P polerer, point, gul, 12 stk.	88303
Orbis ORBlpol micro-P polerer, kop, gul, 12 stk.	88304

Orbis ORBlpol universal polerer

Varenr.

Universal 2-trins polerere til for- og højglans-polering. Anvendes til guld, amalgam og komposit (også hybrid). Type F (forpolering) er brun, type P (højglanspolering) er grøn. Anbefaler brug af vandkøling ved brug. Kan autoklaveres ved 134 grader og anvendes med 7000 rpm i vinkelstykke.

Orbis ORBlpol universal polerer, F flamme brun, 12 stk.	88297
Orbis ORBlpol universal polerer, F, kop, brun, 12 stk.	88296
Orbis ORBlpol universal polerer, F, point, brun, 12 stk.	88298
Orbis ORBlpol universal polerer, P flamme grøn, 12 stk.	88293
Orbis ORBlpol universal polerer, P, kop, 12 stk.	18144
Orbis ORBlpol universal polerer, P point grøn, 12 stk.	88294



Pudse- og polerbørster

Orbis polerbørste

Varenr.

Uimprægneret pudsebørste med hår til polering af komposit eller belægninger. Anvendes med diamantpudsepasta til komposit eller almindeligt pudsepasta til belægninger.

Orbis polerbørste, vs, kop, nylon, 50 stk.	92177
Orbis polerbørste, vs, kop, naturhår, 50 stk.	92179
Orbis polerbørste, skrue, kop, nylon, 50 stk.	92178
Orbis polerbørste, skrue, kop, naturhår, 50 stk.	92180



Pudse- og slibeskiver

Pudseskiver (plast, gummi og papir)

Orbis pudseskive

Varenr.

Engangs fleksibel pudseskive med aluminiumoxid coating. Fås i 4 forskellige kornstørrelser, som er farvekodet, fra x-fin til grov. Hertil anvendes snap-on mandrel til vinkelstykke (kan autoklaveres) med rundt hoved. Anvendes i rækkefølge efter grovhed, til polering af restaureringer af komposit, metal og keramik. Anvendes ved max omdrejninger: 20.000 min.

Orbis pudseskive, 10 mm, grov rust, 100 stk.	16097
Orbis pudseskive, 10 mm, medium orange, 100 stk.	16098
Orbis pudseskive, 10 mm, fin mørkegul, 100 stk.	16099
Orbis pudseskive, 10 mm, x-fin lysegul, 100 stk.	16100



Ring 43 66 44 44 og hør hvor nemt du kan blive STJERNEpluskunde

Plandents egne mærker **ORBIS**

Orbis pudseskive, 14 mm, grov rust, 100 stk.	16101
Orbis pudseskive, 14 mm, medium orange, 100 stk.	16102
Orbis pudseskive, 14 mm, fin mørkegul, 100 stk.	16103
Orbis pudseskive, 14 mm, x-fin lysegul, 100 stk.	16104



Pudsestrips

Diamantpudsestrips

Orbis diamantstrip	Varenr.
Rustfri perforeret stålstrip med glat midterstykke. Enkelt-sided. Fås i 3 finheder: ekstra fin, fin og medium og i 2 bredder: 2,5 og 3,75 mm. Længde: 14,5 cm. Anvendes til separation af tænder approximant.	
Orbis diamantstrip, perf, 2,5 mm x-fin gul, 10 stk.	96708
Orbis diamantstrip, perf, 2,5 mm fin rød, 10 stk.	96710
Orbis diamantstrip, perf, 2,5 mm medium blå, 10 stk.	96712
Orbis diamantstrip, perf, 3,75 mm x-fin gul, 10 stk.	96709
Orbis diamantstrip, perf, 3,75 mm fin rød, 10 stk.	96711
Orbis diamantstrip, perf, 3,75 mm medium blå, 10 stk.	96713



Stålbør

Rosenbør

Orbis stålrøsenbør 1	Varenr.
Anvendes til kavitetspræparation. Stålbør tåler ikke autoklavering.	
Orbis stålrøsenbør 1, rund, 1.204.006, vs, 6 stk.	16081
Orbis stålrøsenbør 1, rund, 1.204.008, vs, 6 stk.	16082
Orbis stålrøsenbør 1, rund, 1.204.010, vs, 6 stk.	16083
Orbis stålrøsenbør 1, rund, 1.204.012, vs, 6 stk.	16084
Orbis stålrøsenbør 1, rund, 1.204.014, vs, 6 stk.	16085
Orbis stålrøsenbør 1, rund, 1.204.016, vs, 6 stk.	16086
Orbis stålrøsenbør 1, rund, 1.204.018, vs, 6 stk.	16087
Orbis stålrøsenbør 1, rund, 1.204.021, vs, 6 stk.	16088
Orbis stålrøsenbør 1, rund, 1.204.023, vs, 6 stk.	16089
Orbis stålrøsenbør 1, rund, 1.204.025, vs, 6 stk.	16090
Orbis stålrøsenbør 1, rund, 1.204.027, vs, 6 stk.	16091
Orbis stålrøsenbør 1, rund, 1.204.031, vs, 6 stk.	16092
Orbis stålrøsenbør 1, rund, 1.104.014, hs, 6 stk.	16093
Orbis stålrøsenbør 1, rund, 1.104.023, hs, 6 stk.	16094



Profylakse

Professionel tandrensning

Gummikopper

Orbis gummikop	Varenr.
Lilla gummikop med lameller. Latexfri. Fås til vs, snap-on eller med skrue. Bruges med pudsepasta til fjernelse af belægninger på tænderne.	
Orbis gummikop, v/s, medium, latexfri, 50 stk.	92174
Orbis gummikop, snap-on, medium, latexfri, 50 stk.	92175
Orbis gummikop, skrue, medium, latexfri, 50 stk.	92176



Orbis gummikop Petite**Varenr.**

Meget lille og smidig gummikop med lameller. Fås blød (lilla) og hård (blå). Passer til profylaksestykke med skruefatning.

Orbis gummikop Petite, skrue blød latexfri, 144 stk.	98143
Orbis gummikop Petite, skrue hård latexfri, 144 stk.	98144



Profylaksepasta

Orbis prophylaksepulver**Varenr.**

Natriumbicarbonat pulver til fjernelse af belægninger. Pulveret anvendes i sandblæser. Ikke slibende. Kan bruges i alle sandblæsere.

Orbis prophylaksepulver, citronsmag, flaske, 300 g	82633
--	-------

**Orbis pudsepasta****Varenr.**

Pudsepasta til fjernelse af plak og misfarvning. Tilsat fluor (2000 ppm) og mint. Fås i 3 finheder.

Orbis pudsepasta, fin, pink, RDA 120, 70 ml	90912
Orbis pudsepasta, medium, grøn, RDA 170, 62 ml	90913
Orbis pudsepasta, grov, blå, RDA 250, 70 ml	90914
Orbis pudsepasta, Clean & Polish x-fin RDA 40, 95 g	93729



Tand- og mundpleje

Interdentalbørster

Orbis interdentalbørste**Varenr.**

Sortiment af interdentalbørster. Fås i 2 udgaver: Cylindrisk med flexibelt ergonomisk silikonegreb. Plastbetrukket snoet metaltråd. Leveres i æske med 10x8 stk. eller som løse interdentalbørster til et skaft. Fås i cylindrisk og konisk. Anvendes til rensning af approssimalrum, furkaturer, ved broer og implantater.

Orbis interdentalbørste, cyl. 0,4 mm pink, 10x8 stk.	92181
Orbis interdentalbørste, cyl. 0,45 mm orange, 10x8 stk.	92182
Orbis interdentalbørste, cyl. 0,5 mm, rød, 10x8 stk.	92183
Orbis interdentalbørste, cyl. 0,6 mm, blå, 10x8 stk.	92184
Orbis interdentalbørste, cyl. 0,7 mm, gul, 10x8 stk.	92185
Orbis interdentalbørste, cyl. 0,8 mm grøn, 10x8 stk.	92186
Orbis interdentalbørste, t/skaft cyl. turkis, 5 stk.	93713
Orbis interdentalbørste, t/skaft cyl. turkis, 50 stk.	93721
Orbis interdentalbørste, t/skaft, cyl. grå, 5 stk.	93714
Orbis interdentalbørste, t/skaft, cyl. grå, 50 stk.	93722
Orbis interdentalbørste, t/skaft, cyl. orange, 5 stk.	93715
Orbis interdentalbørste, t/skaft, cyl. orange, 50 stk.	93724
Orbis interdentalbørste, t/skaft, cyl. hvid, 5 stk.	93716
Orbis interdentalbørste, t/skaft, cyl. hvid, 50 stk.	93725
Orbis interdentalbørste, t/skaft, cyl. gul, 5 stk.	93717
Orbis interdentalbørste, t/skaft, cyl. gul, 50 stk.	93726
Orbis interdentalbørste, t/skaft, konisk grøn, 5 stk.	93719
Orbis interdentalbørste, t/skaft, konisk grøn, 50 stk.	93727
Orbis interdentalbørste, t/skaft, konisk rød, 5 stk.	93720
Orbis interdentalbørste, t/skaft, konisk rød, 50 stk.	93728
Orbis interdentalbørste, skaft, DE, 13,5 cm, 1 stk.	93711
Orbis interdentalbørste, skaft, DE, 10,5 cm, 1 stk.	93712



Tandbørster

Orbis engangstandbørste	Varenr.
Engangstandbørste med tandpasta. Hygiejnisk enkeltpakket, mediumhård med afrundede børstehår.	
Orbis engangstandbørste, m/pasta, grøn, 100 stk.	81300
Orbis engangstandbørste, m/pasta, blå, 100 stk.	93706
Orbis engangstandbørste, m/pasta, orange, 100 stk.	93707
Orbis engangstandbørste, m/pasta, gul, 100 stk.	93708



Orbis protesebørste	Varenr.
Protese børste med 2 hoveder og kraftigt håndtag.	
Orbis protesebørste, m/2 hoveder, 1 stk.	99153



Orbis tandbørste	Varenr.
Sortiment af tandbørster til voksne og børn. Leveres enkeltvis indpakket i cellofan.	
Orbis tandbørste, 0-3 år, baby, 40 stk.	16473
Orbis tandbørste, 0-3 år, baby blød/x-blød, 100 stk.	99154
Orbis tandbørste, 0-4 år, baby/barn, blød, 1 stk.	81301
Orbis tandbørste, 0-4 år, baby/barn, blød, 100 stk.	99155
Orbis tandbørste, 3-6 år, barn, 50 stk.	16494
Orbis tandbørste, 4-7 år, junior, blød, 1 stk.	93710
Orbis tandbørste, 4-7 år, junior, blød, 100 stk.	99156
Orbis tandbørste, 4-7 år, junior blød m/motiv, 1 stk.	93709
Orbis tandbørste, 4-7 år, junior blød m/motiv, 100 stk.	99157
Orbis tandbørste, 7-10 år, junior, 50 stk.	17664
Orbis tandbørste, 7-10 år, junior, x-blød, 100 stk.	99158
Orbis tandbørste, voksen, aktiv tip, blød, 100 stk.	90907
Orbis tandbørste, voksen, medium, Flex, 1 stk.	81313
Orbis tandbørste, voksen, medium, Flex, 100 stk.	99161
Orbis tandbørste, voksen, med. m/massage, 100 stk.	99159
Orbis tandbørste, Multi, voksen, medium, 1 stk.	81302
Orbis tandbørste, Multi, voksen, medium, 100 stk.	99160
Orbis tandbørste, Multi, hård/medium/blød, 1 stk.	81314



Tandstikker

Orbis tandstikker	Varenr.
Meget tynd og bøjelig plasttandstik med 3-kantet profil. Med ru overflade til bedre renhold.	
Orbis tandstikker, plast, ekstra tynd hvid, 120 stk.	98372



Tandtråd

Orbis tandtråd	Varenr.
Bred tandtråd i dispenser. Hvid, flad nylontråd med høj strækstyrke, overtrukket med voks.	
Orbis tandtråd, flad vokset u/fluor, 180 m	90911
Orbis tandtråd, flad vokset u/fluor, m/mint, 50 m	99152



Provisorier

Materialer til provisoriske krone og broer

Bis-akryl til provisorier, kemisk hærdende

Orbis Orbi-temp K&B

Varenr.

Kemisk hærdende, tandfarvet plastmateriale til provisoriske kroner, onlay, facader og broer. Er specielt velegnet til lange broer pga god fleksibilitet. Fluoriserende. Leveres i magasiner til DS50 4:1/10:1 blandepistol. Hertil anvendes Orbis blandespids blå/orange.

Orbis Orbi-temp K&B, A2, 50 ml, 6 blandespids	93955
Orbis Orbi-temp K&B, A3,5, 50 ml, 6 blandespids	93956



Provisoriske kroner

Provisoriske kroner, plast

Orbis Polycarbonat krone

Varenr.

Tandfarvet anatomisk polycarbonatkrone. Anvendes som provisorisk krone i front og præmolarer. Klippes til gingivalt med saks.

Orbis Polycarbonat krone, sortiment, 180 stk.	82547
Orbis Polycarbonat krone, 1+, nr. 100, 5 stk.	82565
Orbis Polycarbonat krone, 1+, nr. 101, 5 stk.	82566
Orbis Polycarbonat krone, 1+, nr. 10, 5 stk.	82567
Orbis Polycarbonat krone, 1+, nr. 11, 5 stk.	82568
Orbis Polycarbonat krone, 1+, nr. 12, 5 stk.	82569
Orbis Polycarbonat krone, 1+, nr. 13, 5 stk.	82570
Orbis Polycarbonat krone, 1+, nr. 14, 5 stk.	82571
Orbis Polycarbonat krone, +1, nr. 15, 5 stk.	82572
Orbis Polycarbonat krone, +1, nr. 16, 5 stk.	82573
Orbis Polycarbonat krone, +1, nr. 17, 5 stk.	82574
Orbis Polycarbonat krone, +1, nr. 18, 5 stk.	82575
Orbis Polycarbonat krone, +1, nr. 19, 5 stk.	82576
Orbis Polycarbonat krone, +1, nr. 102, 5 stk.	82577
Orbis Polycarbonat krone, +1, nr. 103, 5 stk.	82578
Orbis Polycarbonat krone, 2+, nr. 2, 5 stk.	82579
Orbis Polycarbonat krone, 2+, nr. 20, 5 stk.	82580
Orbis Polycarbonat krone, 2+, nr. 21, 5 stk.	82581
Orbis Polycarbonat krone, 2+, nr. 22, 5 stk.	82582
Orbis Polycarbonat krone, 2+, nr. 23, 5 stk.	82583
Orbis Polycarbonat krone, 2+, nr. 24, 5 stk.	82584
Orbis Polycarbonat krone, +2, nr. 25, 5 stk.	82585
Orbis Polycarbonat krone, +2, nr. 26, 5 stk.	82586
Orbis Polycarbonat krone, +2, nr. 27, 5 stk.	82587
Orbis Polycarbonat krone, +2, nr. 28, 5 stk.	82588
Orbis Polycarbonat krone, +2, nr. 29, 5 stk.	82589
Orbis Polycarbonat krone, +2, nr. 200, 5 stk.	82590
Orbis Polycarbonat krone, 2,1-1,2 nr. 60 lang, 5 stk.	82591
Orbis Polycarbonat krone, 2,1-1,2 nr. 61 lang, 5 stk.	82592
Orbis Polycarbonat krone, 2,1-1,2 nr. 62 lang, 5 stk.	82593
Orbis Polycarbonat krone, 2,1-1,2 nr. 63 lang, 5 stk.	82594
Orbis Polycarbonat krone, 2,1-1,2 nr. 64 lang, 5 stk.	82595
Orbis Polycarbonat krone, 2,1-1,2 nr. 65 kort, 5 stk.	82596
Orbis Polycarbonat krone, 2,1-1,2 nr. 66 kort, 5 stk.	82597



Ring 43 66 44 44 og hør hvor nemt du kan blive STJERNEpluskunde

Orbis Polycarbonat krone, 2,1-1,2 nr 67 kort, 5 stk.	82598
Orbis Polycarbonat krone, 2,1-1,2 nr 68 kort, 5 stk.	82599
Orbis Polycarbonat krone, 2,1-1,2 nr 69 kort, 5 stk.	82600
Orbis Polycarbonat krone, 3+/3-, nr 300, 5 stk.	82601
Orbis Polycarbonat krone, 3+/3-, nr 301, 5 stk.	82602
Orbis Polycarbonat krone, 3+/3-, nr 30, 5 stk.	82603
Orbis Polycarbonat krone, 3+/3-, nr 31, 5 stk.	82604
Orbis Polycarbonat krone, 3+/3-, nr 32, 5 stk.	82605
Orbis Polycarbonat krone, 3+/3-, nr 33, 5 stk.	82606
Orbis Polycarbonat krone, 3+/3-, nr 34, 5 stk.	82607
Orbis Polycarbonat krone, +3/-3, nr 35, 5 stk.	82608
Orbis Polycarbonat krone, +3/-3, nr 36, 5 stk.	82609
Orbis Polycarbonat krone, +3/-3, nr 37, 5 stk.	82610
Orbis Polycarbonat krone, +3/-3, nr 38, 5 stk.	82611
Orbis Polycarbonat krone, +3/-3, nr 39, 5 stk.	82612
Orbis Polycarbonat krone, +3/-3, nr 302, 5 stk.	82613
Orbis Polycarbonat krone, +3/-3, nr 303, 5 stk.	82614
Orbis Polycarbonat krone, 4+4, nr 40, 5 stk.	82615
Orbis Polycarbonat krone, 4+4, nr 41, 5 stk.	82616
Orbis Polycarbonat krone, 4+4, nr 42, 5 stk.	82617
Orbis Polycarbonat krone, 4+4, nr 43, 5 stk.	82618
Orbis Polycarbonat krone, 4+4, nr 44, 5 stk.	82619
Orbis Polycarbonat krone, 5+5, nr. 50, 5 stk.	82620
Orbis Polycarbonat krone, 5+5, nr. 51, 5 stk.	82621
Orbis Polycarbonat krone, 5+5, nr. 52, 5 stk.	82622
Orbis Polycarbonat krone, 5+5, nr. 53, 5 stk.	82623
Orbis Polycarbonat krone, 5+5, nr. 54, 5 stk.	82624



Rodbehandling

Rodbehandlingshjælpemidler

Paperpoints sterile

Orbis steril paperpoint

Varenr.

Topfarvet steril paperpoint, længde 28 mm. Ligger pakket sterilt med 5 stk. i hver pakke. Anvendes til tørlægning af rodkanal, applikation og desinfektion.

Orbis steril paperpoint, str. 10 topfarvet, 36x5 stk.	95471
Orbis steril paperpoint, str. 15 topfarvet, 36x5 stk.	95472
Orbis steril paperpoint, str. 20 topfarvet, 36x5 stk.	95473
Orbis steril paperpoint, str. 25 topfarvet, 36x5 stk.	95474
Orbis steril paperpoint, str. 30 topfarvet, 36x5 stk.	95475
Orbis steril paperpoint, str. 35 topfarvet, 36x5 stk.	95476
Orbis steril paperpoint, str. 40 topfarvet, 36x5 stk.	95477
Orbis steril paperpoint, str. 45 topfarvet, 36x5 stk.	95478
Orbis steril paperpoint, str. 50 topfarvet, 36x5 stk.	95479
Orbis steril paperpoint, str. 55 topfarvet, 36x5 stk.	95480
Orbis steril paperpoint, str. 60 topfarvet, 36x5 stk.	95481
Orbis steril paperpoint, str. 70 topfarvet, 36x5 stk.	95482
Orbis steril paperpoint, str. 80 topfarvet, 36x5 stk.	95483
Orbis steril paperpoint, str. 90 topfarvet, 36x5 stk.	95484
Orbis steril paperpoint, str. 15-40 topfarvet, 6x30 stk.	95485



Orbis steril paperpoint, str. 45-80 topfarvet, 6x30 stk.	95486
Orbis steril paperpoint, .04/20 topfarvet, 36x5 stk.	96246
Orbis steril paperpoint, .04/25 topfarvet, 36x5 stk.	96247
Orbis steril paperpoint, .04/30 topfarvet, 36x5 stk.	96248
Orbis steril paperpoint, .04/35 topfarvet, 36x5 stk.	96249
Orbis steril paperpoint, .04/40 topfarvet, 36x5 stk.	96250
Orbis steril paperpoint, .04/45 topfarvet, 36x5 stk.	96251
Orbis steril paperpoint, .04/60 topfarvet, 36x5 stk.	96252
Orbis steril paperpoint, .04/90 topfarvet, 36x5 stk.	96253
Orbis steril paperpoint, .04/15-40 topfarvet, 36x5	96254
Orbis steril paperpoint, .06/20 topfarvet, 36x5 stk.	96255
Orbis steril paperpoint, .06/25 topfarvet, 36x5 stk.	96256
Orbis steril paperpoint, .06/30 topfarvet, 36x5 stk.	96257
Orbis steril paperpoint, .06/35 topfarvet, 36x5 stk.	96258
Orbis steril paperpoint, .06/40 topfarvet, 36x5 stk.	96259
Orbis steril paperpoint, .06/15-40 topfarv, 36x5 stk.	96260
Orbis steril paperpoint, F1, topfarvet, 36x5 stk.	96261
Orbis steril paperpoint, F2, topfarvet, 36x5 stk.	96262
Orbis steril paperpoint, F3, topfarvet, 36x5 stk.	96263
Orbis steril paperpoint, F1-F3, topfarvet, 36x5 stk.	96264
Orbis steril paperpoint, F4-F5, topfarvet, 36x5 stk.	96265



Paperpoints usterile

Orbis paperpoint

Varenr.

Hvid paperpoint, længde 28mm. Fri for kemiske tilsætningsstoffer. Anvendes til tørlægning af rodkanal, applikation og desinfektion.

Orbis paperpoint, 15, hvid, 300 stk.	74181
Orbis paperpoint, 20, hvid, 300 stk.	74182
Orbis paperpoint, 25, hvid, 300 stk.	74183
Orbis paperpoint, 30, hvid, 300 stk.	74184
Orbis paperpoint, 35, hvid, 300 stk.	74185
Orbis paperpoint, 40, hvid, 300 stk.	74186
Orbis paperpoint, 45, hvid, 300 stk.	74187
Orbis paperpoint, 50, hvid, 300 stk.	74188
Orbis paperpoint, 55, hvid, 300 stk.	74189
Orbis paperpoint, 60, hvid, 300 stk.	74190
Orbis paperpoint, 70, hvid, 300 stk.	74191
Orbis paperpoint, 80, hvid, 300 stk.	74192
Orbis paperpoint, 15-40, hvid, 300 stk. ass.	74179
Orbis paperpoint, 45-80, hvid, 300 stk. ass.	74180



Orbis paperpoint topfarvet

Varenr.

Topfarvet paperpoint, længde 28 mm. Fri for kemiske tilsætningsstoffer. Anvendes til tørlægning af rodkanal, applikation og desinfektion.

Orbis paperpoint topfarvet, 15, hvid, 200 stk.	90951
Orbis paperpoint topfarvet, 20, gul, 200 stk.	90952
Orbis paperpoint topfarvet, 25, rød, 200 stk.	90953
Orbis paperpoint topfarvet, 30, blå, 200 stk.	90954
Orbis paperpoint topfarvet, 35, grøn, 200 stk.	90955
Orbis paperpoint topfarvet, 40, sort, 200 stk.	90956



Plandents egne mærker **ORBIS**

Orbis paperpoint topfarvet, 45, hvid, 200 stk.	90957
Orbis paperpoint topfarvet, 50, gul, 200 stk.	90958
Orbis paperpoint topfarvet, 55, rød, 200 stk.	90959
Orbis paperpoint topfarvet, 60, blå, 200 stk.	90960
Orbis paperpoint topfarvet, 70, grøn, 200 stk.	90961
Orbis paperpoint topfarvet, 80, hvid, 200 stk.	90962
Orbis paperpoint topfarvet, 15-40, 200 stk.	90949
Orbis paperpoint topfarvet, 45-80, 200 stk.	90950



Rodstop og måleblokke

Orbis skumpude

Varenr.

Lyseblå skumpude til rund endostander. Kan autoklaveres.

Orbis skumpude, t/endo stander, 0,5 cm, 50 stk.	94116
---	-------



Rodfyldningsmaterialer, permanente Guttapercha

Orbis guttapercha point

Varenr.

Sortiment af guttapercha point, længde 28 mm. Fås i gennemfarvet og i forskellig taper. Anvendes med sealer til permanent rodfyldning.

Orbis guttapercha point, 15, color hvid, 120 stk.	74143
Orbis guttapercha point, 20, color gul, 120 stk.	74144
Orbis guttapercha point, 25, color rød, 120 stk.	74145
Orbis guttapercha point, 30, color blå, 120 stk.	74146
Orbis guttapercha point, 35, color grøn, 120 stk.	74147
Orbis guttapercha point, 40, color sort, 120 stk.	74148
Orbis guttapercha point, 45, color hvid, 120 stk.	74149
Orbis guttapercha point, 50, color gul, 120 stk.	74150
Orbis guttapercha point, 55, color rød, 120 stk.	74151
Orbis guttapercha point, 60, color blå, 120 stk.	74152
Orbis guttapercha point, 70, color grøn, 120 stk.	74153
Orbis guttapercha point, 80, color sort, 120 stk.	74154
Orbis guttapercha point, 15-40, color, 120 stk. ass.	74141
Orbis guttapercha point, 45-80, color, 120 stk. ass.	74142



Orbis guttapercha point taper

Varenr.

Topfarvet guttaperchapoint, længde 28mm. Fås i forskellig taper. Anvendes med sealer til permanent rodfyldning.

Orbis guttapercha point taper, .04/15, hvid, 60 stk.	93824
Orbis guttapercha point taper, .04/20, gul, 60 stk.	93826
Orbis guttapercha point taper, .04/25, rød, 60 stk.	93827
Orbis guttapercha point taper, .04/30, blå, 60 stk.	93828
Orbis guttapercha point taper, .04/35, grøn, 60 stk.	93829
Orbis guttapercha point taper, .04/40, sort, 60 stk.	93830
Orbis guttapercha point taper, .04/45, hvid, 60 stk.	93831
Orbis guttapercha point taper, .04/15-40, 60 stk.	93832
Orbis guttapercha point taper, .06/20, gul, 60 stk.	93833
Orbis guttapercha point taper, .06/25, rød, 60 stk.	93834
Orbis guttapercha point taper, .06/30, blå, 60 stk.	93835
Orbis guttapercha point taper, .06/35, grøn, 60 stk.	93836



HUSK, at STJERNEkunder får 20% og STJERNEpluskunder hele 30% på ALLE Orbisvarer

Orbis guttapercha point taper, .06/40, sort, 60 stk.	93837
Orbis guttapercha point taper, .06/45, hvid, 60 stk.	93838
Orbis guttapercha point taper, .06/15-40, 60 stk.	93839
Orbis guttapercha point taper, F1, gul, 60 stk.	93840
Orbis guttapercha point taper, F2, rød, 60 stk.	93841
Orbis guttapercha point taper, F3, blå, 60 stk.	93842
Orbis guttapercha point taper, F4, sort, 60 stk.	96079
Orbis guttapercha point taper, F5, gul, 60 stk.	96081



Orbis guttapercha point topfarvet	Varenr.
Topfarvet guttapercha point, længde 28 mm. Anvendes med sealer til permanent rod fyldning.	
Orbis guttapercha point topfarvet, 10 lilla, 120 stk.	90930
Orbis guttapercha point topfarvet, 15 hvid, 120st	90931
Orbis guttapercha point topfarvet, 20 gul, 120 stk.	90932
Orbis guttapercha point topfarvet, 25 rød, 120 stk.	90933
Orbis guttapercha point topfarvet, 30 blå, 120 stk.	90934
Orbis guttapercha point topfarvet, 35 grøn, 120st	90935
Orbis guttapercha point topfarvet, 40 sort, 120st	90936
Orbis guttapercha point topfarvet, 45 hvid, 120st	90937
Orbis guttapercha point topfarvet, 50 gul, 120 stk.	90938
Orbis guttapercha point topfarvet, 55 rød, 120 stk.	90939
Orbis guttapercha point topfarvet, 60 blå, 120 stk.	90940
Orbis guttapercha point topfarvet, 70 grøn, 120 stk.	90941
Orbis guttapercha point topfarvet, 80 sort, 120 stk.	90942
Orbis guttapercha point topfarvet, 90 hvid, 100 stk.	90943
Orbis guttapercha point topfarvet, 100 gul, 100 stk.	90944
Orbis guttapercha point topfarvet, 110 rød, 100 stk.	90945
Orbis guttapercha point topfarvet, 120 blå, 100 stk.	90946
Orbis guttapercha point topfarvet, 130 grøn, 100 stk.	90947
Orbis guttapercha point topfarvet, 15-40, 120 stk.	90928
Orbis guttapercha point topfarvet, 45-80, 120 stk.	90929

Rodkanalinstrumenter, manuel brug

Håndfil, rustfrit stål

Orbis Hedstrøm håndfil	Varenr.
Håndfil i rustfrit stål. Farvekodede med ergonomisk silikonegreb. Kan steriliseres op til 200 grader.	
Orbis Hedstrøm håndfil, 25 mm, str. 10, lilla, 6 stk.	81265
Orbis Hedstrøm håndfil, 25 mm, str. 15, hvid, 6 stk.	81266
Orbis Hedstrøm håndfil, 25 mm, str. 20, gul, 6 stk.	81267
Orbis Hedstrøm håndfil, 25 mm, str. 25, rød, 6 stk.	81268
Orbis Hedstrøm håndfil, 25 mm, str. 30, blå, 6 stk.	81269
Orbis Hedstrøm håndfil, 25 mm, str. 35, grøn, 6 stk.	81270
Orbis Hedstrøm håndfil, 25 mm, str. 40, sort, 6 stk.	81271
Orbis Hedstrøm håndfil, 25 mm, str. 45, hvid, 6 stk.	81272
Orbis Hedstrøm håndfil, 25 mm, str. 50, gul, 6 stk.	81273
Orbis Hedstrøm håndfil, 25 mm, str. 15-40, ass, 6 stk.	81274





Orbis K-fil håndfil

Varenr.

Håndfil i rustfrit stål. Farvekodede med ergonomisk kunststofgreb. Kan steriliseres op til 200 grader.

Orbis K-fil håndfil, 25 mm, str. 10, lilla, 6 stk.	99106
Orbis K-fil håndfil, 25 mm, str. 15, hvid, 6 stk.	99107
Orbis K-fil håndfil, 25 mm, str. 20, gul, 6 stk.	99109
Orbis K-fil håndfil, 25 mm, str. 25, rød, 6 stk.	99110
Orbis K-fil håndfil, 25 mm, str. 30, blå, 6 stk.	99111
Orbis K-fil håndfil, 25 mm, str. 35, grøn, 6 stk.	99112
Orbis K-fil håndfil, 25 mm, str. 40, sort, 6 stk.	99113
Orbis K-fil håndfil, 25 mm, str. 45, hvid, 6 stk.	99114
Orbis K-fil håndfil, 25 mm, str. 50, gul, 6 stk.	99115
Orbis K-fil håndfil, 25 mm, str. 15-40, 6 stk.	99105

Vitalitetstest

Kølespray

Orbis kølespray

Varenr.

Freonfri spray til nedkøling (- 50 grader C) af skumpelet eller lign. ved fx vitalitetstest. OBS: Må ikke sprøjtes i munden.

Orbis kølespray, freonfri, mint, 200 ml	74224
Orbis kølespray, freonfri, orange, 200 ml	81288



Røntgen

Røntgenhjælpemidler

Filmholdere

Orbis FLEXray fosforpladeholder

Varenr.

Farvekodet grå plast fosforpladeholder. Alle er med drejeligt hoved. Fosforpladen kan placeres på flere måder i holderen, afhængig af det ønskede billede. Meget slidstærke og passer til alle fosforpladefilm. Passer til alle fosforplader str. 0, 1 og 2. Tåler opvaskemaskine og kan autoklaveres ved max 134 grader.

Orbis FLEXray fosforpladeholder, lilla, start sæt	99683
Orbis FLEXray fosforpladeholder, front, pink, 3 stk.	99686
Orbis FLEXray fosforpladeholder, molar, lilla, 3 stk.	99684
Orbis FLEXray fosforpladeholder, molar, u/pind, 3 stk.	99685



Orbis FLEXray sensorholder

Varenr.

Farvekodet grå plast sensorholder. Alle er med drejeligt hoved og farvekodet efter størrelse på sensor (str. 1: grøn/blå, str. 2: violet/lilla). Sensoren kan placeres på flere måder i holderen, afhængig af det ønskede billede. Meget slidstærke og passer til de fleste sensorfilm. Tåler opvaskemaskine og kan autoklaveres ved max 134 grader.

Orbis FLEXray sensorholder, str. 1 grøn, start sæt	99667
Orbis FLEXray sensorholder, str. 1 front blå, 3 stk.	99680
Orbis FLEXray sensorholder, str. 1, molar grøn, 3 stk.	99669
Orbis FLEXray sensorholder, str. 1, molar u/pind, 3 stk.	99671
Orbis FLEXray sensorholder, str. 2 lilla, start sæt	99668
Orbis FLEXray sensorholder, str. 2 front pink, 3 stk.	99681
Orbis FLEXray sensorholder, str. 2, molar lilla, 3 stk.	99670
Orbis FLEXray sensorholder, str. 2, molar u/pind, 3 stk.	99678
Orbis FLEXray sensorholder, str. 2 endo gul, 25 stk.	99687



Filmrammer og monteringskort

Orbis filmramme	Varenr.
Filmramme til 1 stk. film. Ligger i endeløs bane med perforering for nem afrivning. Passer til alle str. 0, 1 og 2 røntgenfilm.	
Orbis filmramme, 1 stk. film, 4,5x6,5, 200 stk.	74329



Orbis Panoramafilmramme	Varenr.
Filmramme til panoramafilm inkl adressekort (tysk). Klar plast, A4 side med huller.	
Orbis Panoramafilmramme, 15x30 cm, A4, 50 stk.	74242
Orbis Panoramafilmramme, kort m/skrivefelt, 100 stk.	81315



Orbis røntgenmarker	Varenr.
Pen med tynd fin spids til at skrive på røntgenbilleder med.	
Orbis røntgenmarker, pen, hvid, 1 stk.	74178



Smertekontrol

Lokalanalgesi

Injektionskanyler

Orbis tubule kanyle	Varenr.
Steril engangs injektionskanyle til tubulesprøjte. Kanylen er 3-kantet lancetslebet og silikoneovertrukket for lettere gennemtrængning af vævet.	
Orbis tubule kanyle, 30G 0,3x10 mm, grøn, 100 stk.	81295
Orbis tubule kanyle, 30G 0,3x13 mm, grøn, 100 stk.	76422
Orbis tubule kanyle, 30G 0,3x21 mm, rød, 100 stk.	76443
Orbis tubule kanyle, 30G 0,3x23 mm, grøn, 100 stk.	76421
Orbis tubule kanyle, 30G 0,3x25 mm, grøn, 100 stk.	93925
Orbis tubule kanyle, 27G 0,4x21 mm, rød, 100 stk.	93924
Orbis tubule kanyle, 27G 0,4x23 mm, gul, 100 stk.	76420
Orbis tubule kanyle, 27G 0,4x35 mm, lilla, 100 stk.	76442
Orbis tubule kanyle, 27G 0,4x37 mm, gul, 100 stk.	81296
Orbis tubule kanyle, 27G 0,4x42 mm, gul, 100 stk.	76419



A	
Afdækning	11
Afsprøgningsstykker og rengøringsklude	12
Aftryk	5
Aftryk	7
Aftryksdesinfektion	7
Aftrykshjælpemidler	5
Aftryksmaterialer	5
Aftrykskeer	6
Aftørring	12
Alginater	5
Amalgam	20
Amalgam- og metalpolerere	30
Arbejdsgips	27
Artikulation og okklusion	19
A-silikoner	5
Autoklavefolie og -poser	9
Autoklavekontrol	9

B	
Beklædning	7
Beskyttelsesbriller og -skærme	17
Bidregistrering	7
Bidregistreringssilikone	7
Bindingsformidlere	20
Bis-akryl til provisorier, kemisk hærdende	35
Blandeblokke og glasplader	13
Blandebægre, -kopper og -skåle	13
Blanding og applicering	13
Blegehjælpemidler	7
Blegemidler	7
Blegning	7
Bor og instrumentdesinfektion	9
Bordafdækning	11
Borrensere og -målere	10

C	
Carvere	22
Cylindriske diamantbor	28

D	
Dentinadhæsiver	20
Desinfektion, rengøring, pleje og sterilisation	7
Desinfektions- og smøremidler	8
Diamanter	28
Diamantpudsestrips	32
Digital røntgen afdækning	11
Diverse præparation, finishering og polering	30
Drikkebægre	15

E	
Ekskavatorer	22
Ekskavering og kavitetstrimning	22
Ekstraktionstænger	26
Elevatore	26

Emballage	15
Engangsartikler og diverse.	11

F	
Filmholdere	40
Filmrammer og monteringskort	41
Flammeformede diamantbor	29
Flasker og dunke	16
Flydende komposit og fissurforsøgling	21
Fontænerens	11
Fosforsyre og dentinforbehandling	20
Fyldninger	19
Fyldningsinstrumenter	22
Fyldningsmaterialer	20
Fyldningstilbehør	21
Førstehjælp	16

G	
Gaze	18
Gips	27
Gipsknive, -sakse og -spatler	28
Gummikopper	32
Guttapercha	38

H	
Hjemmeblegning	7
Hud	8
Hudpleje	8
Hånd- og vinkelstykker og turbiner	8
Hånddesinfektion	8
Håndfile, rustfrit stål	39
Håndinstrumenter	22
Håndsæbe	8
Hårdgips	27

I	
Injektionskanyler	41
Instrumentafdækning	12
Instrumenter og bor	9
Instrumentkassetter	10
Interdentalbørster	33

K	
Keramikforbehandling	20
Keramikpolerere	30
Kiler	21
Kirurgi	26
Kirurgiske instrumenter	26
Knogleinstrumenter	26
Kofferdam	18
Komposit lyshærdende	21
Kompositinstrumenter	22
Kompositpolerere	30
Kontorartikler	18

K-silikoner	6
Kølespray	40

L

Laboratorieinstrumenter	28
Laboratoriematerialer	27
Lokalanalgesi	41

M

Markeringsspray	19
Materialer til provisoriske krone og broer	35
Matricer, metal	21
Matricer, transparente	22
Modelgips	27
Modelleringsinstrumenter og voksknive	28
Mundbind og huer	17

N

Nåleholdere	26
-------------	----

O

Ovale diamantbor	29
Overfladedesinfektionsmidler	10
Overflader	10

P

Paperpoints sterile	36
Paperpoints usterile	37
Papirhåndklæder	13
Patientservietter og afdækning usterile	12
Pean'er	27
Personlige værnemidler	17
Pincetter	23
Plastaftryksskeer	6
Pochemålere	24
Polerere	30
Polerpasta	30
Poser	16
Professionel tandrensning	32
Profylakse	32
Profylaksepasta	33
Provisorier	35
Provisoriske kroner	35
Provisoriske kroner, plast	35
Præparation, finishering og polering	28
Pudse- og polerbørster	31
Pudse- og slibeskiver	31
Pudseskiver (plast, gummi og papir)	31
Pudsestrips	32

R

Reception og venteværelse	18
Rensemidler til aftryksskeer	6
Rodbehandling	36

Rodbehandlingshjælpemidler	36
Rodfyldningsmaterialer, permanente	38
Rodkanalinstrumenter, manuel brug	39
Rodstop og måleblokke	38
Rosenbor	32
Runde diamantbor	29
Røntgen	40
Røntgenhjælpemidler	40

S

Sakse	24
Scalere	23
Skalpeller og blade	27
Skeadhæsver og -opløsningsmidler	6
Smertekontrol	41
Småskader	16
Sonde-pochemålere	24
Sonder	24
Spatler	14
Spatler	24
Specialcuretter	23
Specialpincetter og clips til folie/papir	19
Specialpletjernere	7
Spejle og spejlskafter	24
Spytfontæne og sugesystem	11
Stoppere	22
Stålbør	32
Sug	18
Sutursakse	27

T

Tand- og mundpleje	33
Tandbørster	34
Tandkødssakse	27
Tandrensningsinstrumenter	23
Tandstikkere	34
Tandtråd	34
Tilbehør gipsmodeller	28
Tykkelsesmålere	28
Tørlægning/isolering	18

U

Undersøgelse og diagnostik	23
----------------------------	----

V

Vatpellets, skumsvampe og pensler	14
Vatruller og vat	19
Vitalitetstest	40

Æ

Æsker til blegeskiner	7
-----------------------	---

Ø

Øvrige aftrykshjælpemidler	5
----------------------------	---

ORBIS)))

ORBIS er en del af Plandents egne mærker, hvor du sparer penge – uden at gå på kompromis med kvaliteten!

Udover ORBIS, består Plandents egne mærker af Komet, STORKØB og Apotekervarer.

Ring til os på 43 66 44 44 og lad os fortælle om alle de fordele Plandents egne mærker giver dig.

