

# Sikkerhedsdatablad

Orbis aftryksdesinfektion

Side 1

## 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

Stoffet eller præparatet: Orbis aftryksdesinfektion  
Virksomheden: Orbis Dental Handels GmbH  
Schuckerstr. 21  
48153 Münster  
+49 251 7607-0  
Nødopkald: +49 30 19240 fax. +49 30 32680721  
Landesberatungsstelle für Vergiftungserscheinungen und  
Embryonaltoxikologie, Pulstrasse 3-7, D-14059 Berlin

## 2 SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Kemisk karakterisering: Desinfektionsmiddel baseret på ammoniumchlorider

Mærkningspligtigt indhold:	%	CAS-nr.	Klassificering	R-sætninger
Didecyldimethyl- ammoniumchlorid	<0,2	7173-51-5	C	34
Bensylalkyldimethyl- ammoniumchlorid	<0,2	68391-01-5	C	34
Alkyl-ethyl-phenyl-methyl- Dimethylammoniumchlorid	<0,2	68956-79-6	C	34

Andre indholdsstoffer:

## 3 FAREIDENTIFIKATION

Indånding: -  
Hud: Irriterende  
Øjne: Irriterende  
Indtagelse: Irriterende  
Langtidsvirkning: -

## 4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Indånding: -  
Hud: Vask med vand og sæbe. Skyl med grundig. Fjern forurenede beklædning.  
Øjne: Fjern straks eventuelle kontaktlinser mens der skylles med isotonisk saltvand. Skyl i 10-15 minutter. Søg læge ved vedvarende irritation eller synsproblemer.  
Indtagelse: Drik rigeligt vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge ved ubehag.  
Forbrænding: -

## 5 BRANDBEKÆMPELSE

Egenskaber: Ikke brændbart  
Slukningsmidler: -

## 6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Metoder til oprydning:	Tør op med serviet og bortskaf som kemikalieaffald. Vask efterfølgende med vand og sæbe.
Sikkerhedsforanstaltninger:	Bær handsker under optørringen.

## 7 HÅNDBETING OG OPBEVARING

Håndtering:	Brug handsker.
Opbevaring:	Opbevar tørt og køligt. Opbevar adskilt fra levnedsmidler, lægemidler o.l.

## 8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Generelt:	-
Åndedrætsværn:	-
Håndværn:	Brug handsker af latex.
Øjenværn:	Brug beskyttelsesbriller mod stænk.
Hudværn:	Bær arbejdstøj til beskyttelse af huden.

## 9 FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Udseende:	farveløs væske.
Lugt:	lugtfri.
pH:	7,4
Kogepunkt/kogeinterval:	100 °C
Flammepunkt:	>300 °C
Selvantændelighed:	ikke selvantændelig
Relativ vægtfylde:	1,0 g/cm <sup>3</sup> ved 20 °C
Opløselighed:	vandopløseligt.
Andre oplysninger:	

## 10 STABILITET OG REAKTIVITET

Reaktionsevne:	-
----------------	---

## 11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

-

## 12 MILJØOPLYSNINGER

-

## 13 BORTSKAFFELSE

Forholdsregler:	Skal bortskaffes som kemikalieaffald. Små mængder kan hældes i vasken.
-----------------	--

## 14 TRANSPORTOPLYSNINGER

Ikke farligt gods

15 OPLYSNINGER OM REGULERING

Anvendelsesområde:	Aftryksdesinfektion
Begrænsninger for anvendelse:	-
Krav om særlig uddannelse:	-
Mærkningspligtigt indhold:	ikke mærkningspligtigt
Klassificering:	-
R- og S-sætninger:	-

16 ANDRE OPLYSNINGER

Udarbejdet 14/6-2002