

Sikkerhedsdatablad

Orbis overfladedesinfektion

Side 1

1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

Stoffet eller præparatet: Orbis overfladedesinfektion
Virksomheden: Orbis Dental Handels GmbH
Schuckerstr. 21
48153 Münster
+49 251 7607-0
Nødopkald: +49 30 19240 fax. +49 30 32680721
Landesberatungsstelle für Vergiftungserscheinungen und
Embryonaltoxikologie, Pulstrasse 3-7, D-14059 Berlin

2 SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Kemisk karakterisering: Desinfektionsmiddel baseret på ammoniumchlorider

Mærkningspligtigt indhold:	%	CAS-nr.	Klassificering	R-sætninger
Didecyldimethyl- ammoniumchlorid <	5	7173-51-5	C	34
Benzylalkyldimethyl- ammoniumchlorid <	5	68391-01-5	C	34
Alkyl-ethyl-phenyl-methyl- dimethylammoniumchlorid <	5	68956-79-6	C	34

Andre indholdsstoffer:

3 FAREIDENTIFIKATION

Indånding: -
Hud: Irriterende
Øjne: Irriterende
Indtagelse: Irriterende
Langtidsvirkning: -

4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Indånding: -
Hud: Vask med vand og sæbe. Skyl med grundig. Fjern forurennet beklædning.
Øjne: Fjern straks eventuelle kontaktlinser mens der skylles med isotonisk saltvand. Skyl i 10-15 minutter. Søg læge ved vedvarende irritation eller synsproblemer.
Indtagelse: Drik rigeligt vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge ved ubehag.
Forbrænding: -

5 BRANDBEKÆMPELSE

Egenskaber: Ikke brændbart
Slukningsmidler: -

6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Metoder til oprydning:	Tør op med serviet og bortskaf som kemikalieaffald. Vask efterfølgende med vand og sæbe.
Sikkerhedsforanstaltninger:	Bær handsker under optørringen.

7 HÅNDBETING OG OPBEVARING

Håndtering:	Brug handsker.
Opbevaring:	Opbevar tørt og køligt. Opbevar adskilt fra levnedsmidler, lægemidler o.l.

8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Generelt: -

Åndedrætsværn: -

Håndværn:	Brug handsker af latex.
Øjenværn:	Brug beskyttelsesbriller mod stænk.
Hudværn:	Bær arbejdstøj til beskyttelse af huden.

9 FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Udseende:	farveløs væske.
Lugt:	lugtfri.
pH:	8-9
Kogepunkt/kogeinterval:	100 °C
Flammepunkt:	>300 °C
Selvantændelighed:	ikke selvantændelig
Relativ vægtyfylde:	1,0 g/cm ³ ved 20 °C
Opløselighed:	vandopløseligt.
Andre oplysninger:	

10 STABILITET OG REAKTIVITET

Reaktionsevne: -

11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

LD50 rotte for didecyldimethylammoniumchlorid: 650 mg/kg

12 MILJØOPLYSNINGER

Biologisk svært nedbrydeligt

13 BORTSKAFFELSE

Forholdsregler:	Skal bortskaffes som kemikalieaffald. Små mængder kan hældes i vasken.
-----------------	--

14 TRANSPORTOPLYSNINGER

Ikke farligt gods

15 OPLYSNINGER OM REGULERING

Anvendelsesområde:	Overfladedesinfektion
Begrænsninger for anvendelse:	-
Krav om særlig uddannelse:	-
Mærkningspligtigt indhold:	
Klassificering:	Xi, Lokalirriterende
R- og S-sætninger:	R36/37/38: Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden S24/25: Undgå kontakt med huden og øjnene S28: Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand S36/37/39: Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm S45: "Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt"

16 ANDRE OPLYSNINGER

Udarbejdet 14/6-2002